

Catalogue Produits

Product catalog



CARINA
Médical

Fabricant Français de mobilier médical
Depuis 1972

2022-2023






Notre principale mission est de s'adapter à toutes les exigences du milieu médical sans oublier **le bien-être du patient et du praticien**.

*Our main mission is to adapt to all requirements of the medical environment, without forgetting **the well-being of the patient and practitioner**.*



La satisfaction du client est notre priorité. Nous vous conseillons sur nos différents produits afin de répondre au mieux à vos attentes.

The customer's satisfaction is our priority. We are advising you on our different products to fulfill completely to your needs



Nos produits sont conçus, fabriqués et assemblés au sein de nos ateliers situés à GUÉREINS (01).

Our products are designed, manufactured and assembled in our factory in GUÉREINS (FRANCE).



Nous sommes certifiés ISO 9001 et ISO 13485, gage de qualité, où l'orientation client et l'amélioration continue sont au centre de nos préoccupations.

We are ISO 9001 and 13485 certified, proof of quality, which show how the customers and the continuous improvement are our main concerns.



Nous vous proposons des délais de livraison rapides (15 jours à réception de vos commandes), ainsi qu'un service livraison et installation adapté à vos besoins.

We are offering quick delivery time (15 days from the date of your order), with a delivery service and installation if necessary.



Une équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner et vous offrir un soutien technique réactif (assistance et matériel).

A team is available for you, and can offer you a reactive technic support (assistance and spare parts).



Nos produits sont distribués à travers le monde entier. Notre service export ne cesse de se développer et collabore avec les cinq continents.

Our products are distributed all over the world, our export service is developing every year and we are proud to say that we are working with all continents.



Notre service bureau d'études intégré est en veille permanente du marché.

Il reste à votre écoute pour tout développement de nouvelles solutions.

Our integrated design office is always on watch of the market and is available for all development of new projects and products.



L'entreprise CARINA MEDICAL est une entreprise familiale créée en 1972, par la famille DESPLACE. Elle s'est attachée depuis toujours à fabriquer et développer ses produits en FRANCE.

Initialement connue sous le nom des « Etablissements DESPLACE », l'entreprise est spécialisée dans l'industrie du tube. Porté par les valeurs du compagnonnage, Monsieur DESPLACE souhaite mettre à profit l'ensemble des compétences qui lui ont été transmises.

C'est en 1978, que les « Etablissements DESPLACE » deviennent la SARL CARINA. À force de travail et d'innovation, l'entreprise a grandi et crée ses premiers produits pour le domaine esthétique et médical, en complément de la fabrication d'articles tubulaires. Deux ans plus tard, est créé le tout premier divan médical CARINA : le 224. Avec une particularité : le choix de la couleur de sellerie et de piétinement. Il s'agit là, d'une grande innovation dans le domaine médical où la couleur noire était la référence.

Vingt ans après la création de l'entreprise, Fabien DESPLACE rejoint l'entreprise familiale, pour lancer une nouvelle dynamique. C'est à ce moment-là que, la société basée initialement à VILLEURBANNE (69), déménage dans de nouveaux locaux situés à GUEREINS (01), où sont regroupés la production et l'ensemble des bureaux. Cette nouvelle situation géographique proche des grands axes (autoroutes, TGV, aéroports) est un atout important. L'intégration d'une chaîne de peinture poudre Epoxy nouvelle génération, optimise la réactivité de l'entreprise. En 2004, CARINA obtient les certifications ISO 9001 et ISO 13485, ces dernières reconnaissent la qualité des produits et du service de l'entreprise.

Depuis toutes ces années, l'entreprise CARINA MEDICAL conçoit, fabrique et commercialise des produits destinés au milieu médical pour les cabinets privés, laboratoires d'analyses médicales, hôpitaux publics, cliniques privées et particuliers.

Family Business, that's how we can describe the history of Carina...

Created in 1972 by Mr and Mrs DESPLACE, the company, which has evolved and growed up over the years has been transferred to their son, Fabien DESPLACE, after a move up from the center of LYON, FRANCE, to a smaller village with larger space, giving CARINA bigger manufacturing capacities.

This has allow the company to have an integrated painting chain and has improved the quality and the reactivity of the company, especially regarding delivery time. The ISO 9001 and 13485 certification that arrives in 2004 are the result of all the efforts done for product's quality and company's service.

For all this years, Carina is designing, manufacturing and selling products for all the medical field : Private cabinets, Laboratories, Public and Private hospitals...



Sommaire

Pages

06-31 **Divans d'examen médical**
Examination couches

32-43 **Fauteuils de gynécologie**
Gynaecological chairs

44-59 **Fauteuils de prélèvement**
Sampling chairs

60-67 **Fauteuils ORL**
ENT chairs

68-75 **Fauteuils ambulatoire**
Multi-treatment chairs

76-83 **Fauteuils hémodialyse**
Haemodialysis chairs

84-91

Pédiatrie
Pediatric

92-97

Fauteuils esthétique
Aesthetic chairs

98-115

Tables de kinésithérapie et ostéopathie
Physiotherapy and osteopathy tables

116-119

Cages de pouliethérapie
Pulleytherapy cages

120-127

Porte-sérum
Infusion stands

128-133

Lampes médicales
Medical lamps

134-139

Guéridons
Trolleys

140-145

Paravents
Folding screens

146-151

Marchepieds
Step tools

152-163



Tabourets et sièges
Stools and seats

164-169

Salle d'attente
Waiting room

Divans d'examen médical

Examination couches



Électriques

Electric couches

08

Fixes

Fixed height couches

13

Hydrauliques

Hydraulic couches

18

Spécialisés

Specialised couches

19



Divans Électriques

Electric examination couches

Gamme OVALIA Version 2

OV2-05-125 (option roulettes)

- Divan 2 parties
- Largeur 70cm
- Commande par télécommande manuelle
- Tête r  glable par v  rin    gaz
- 4 roulettes diam. 125mm    frein (option)
- Capacit   de charge : 200kg en dynamique
- 2 sections examination couch, width 700mm
- Hand remote control and adjustable backrest with gas jack
- 4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)
- Load capacity : 200kg in dynamic

Vous aimerez aussi: You may also like :

R  f. OV2-08-125 : Idem OV2-05-125 mais largeur 80cm

Same as OV2-05-125 width 800mm

R  f. OV2-06-125 : Idem OV2-05-125 mais commande par p  dale

Same as OV2-05-125 but with pedal

R  f. OV2-09-125 : Idem OV2-05-125 mais largeur 80cm et commande par p  dale

Same as OV2-05-125 but width 800mm and pedal



Gamme OVALIA Version 2

OV2-12-125 (option roulettes)

- Divan double mixte 3 parties
- Largeur 70cm
- Commande par t  l  commande manuelle
- T  te r  glable par v  rin    gaz
- Dossier central   lectrique
- Equip   bac inox et   triers
- 4 roulettes diam. 125mm    frein (option)
- Capacit   de charge : 200kg en dynamique
- 3 sections examination couch, width 700mm
- Hand remote control and adjustable backrest with gas jack
- Middle backrest adjustable with electric jack
- Equipped with stainless steel drawer and stirrups
- 4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)
- Load capacity : 200kg in dynamic

Vous aimerez aussi: You may also like :

R  f. OV2-14-125 : Idem OV2-12-125 mais largeur 80cm

Same as OV2-12-125 but width 800mm

R  f. OV2-13-125 : Idem OV2-12-125 mais commande par p  dale

Same as OV2-12-125 but with pedal

R  f. OV2-15-125 : Idem OV2-12-125 mais largeur 80cm et commande par p  dale

Same as OV2-12-125 but width 800mm and pedal



Gamme OVALIA Version 2

OV2-25-125 (option roulettes)

- Divan 3 parties
- Largeur 70cm
- Commande par t  l  commande manuelle
- Dossier et jambiere r  glables par v  rins    gaz
- Equip   bac inox
- 4 roulettes diam. 125mm avec frein (option)
- Capacit   de charge : 200kg en dynamique
- 3 sections examination couch, width 700mm
- Hand remote control
- Adjustable backrest and legrest with independant gas jacks
- Equipped with stainless steel drawer
- 4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)
- Load capacity : 200kg in dynamic

Vous aimerez aussi: You may also like :

R  f. OV2-26-125 : Idem OV2-25-125 mais commande par p  dale

Same as OV2-25-125 but with pedal



Zoom Gamme OVALIA V2- Standard

Sellerie tendue,   paisseur 5cm

Non-feu class  e M1
Stretched upholstery, thickness 50mm
M1 fire retardant class

Position proclive-d  clive en standard
Trendelenburg and Anti-trendelenburg position as standard



Toute la gamme OVALIA
est   quip  e d'un pied capot   gris clair (7035)

All the OVALIA's range is supply
with a light grey base colour

Hauteur variable
de 48cm    88cm
Adjustable height
from 48 to 88cm

4 pieds fixes dont 1 avec patin
r  glable
4 skids, one of those is adjustable

Divans d'examen médical


Examination couches



Gamme 326

326 04T

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 57 à 87cm
- Commande par pédale
- Tête r  glable par v  rin   gaz
- Sellerie sans couture apparente,  paisseur 8cm
- Pied peint  poxy
- Capacit  de charge : 150kg en dynamique
- 2 sections examination couch, width 600mm
- Adjustable height from 57 to 87cm
- Pedal control and adjustable backrest with gas jack
- Upholstery without visible seam, thickness 80mm
- Epoxy covering
- Load capacity : 150kg in dynamic



Vous aimerez aussi-You may also like :


R  f. 326-05T : Idem 326 04T mais largeur 70cm
Same as 326 04T but width 700mm



Gamme 326

326 08T

- Divan mixte 3 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 57 à 87cm
- Commande par p  de
- T  ti  re et jambiere r  glables par v  rins   gaz
- Sellerie sans couture apparente,  paisseur 8cm
- Pied peint  poxy
- Capacit  de charge : 150kg en dynamique
- 3 sections examination couch, width 60mm
- Adjustable height from 57 to 87cm
- Pedal control and adjustable backrest and legrest with gas jacks
- Upholstery without visible seam, thickness 80mm
- Epoxy covering
- Load capacity : 150kg in dynamic



Vous aimerez aussi-You may also like :

R  f. 326-09T : Idem 326 08T mais largeur 70cm
Same as 326 08T but width 700mm




Divans d'examen m  dical

Examination couches

Gamme SIMPLEX

SIMPLEX-2.0

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 56 à 86cm
- Commande par p  de
- T  ti  re r  glable par v  rin   gaz
- Sellerie sans couture apparente,  paisseur 6cm
- Pied peint  poxy, coloris argent
- Capacit  de charge : 150kg en dynamique
- 2 sections examination couch, width 600mm
- Adjustable height from 56 to 86cm
- Pedal control and adjustable backrest with gas jack
- Upholstery without visible seam, thickness 60mm
- Epoxy covering, silver colour
- Load capacity : 150kg in dynamic



Vous aimerez aussi-You may also like :


R  f. SIMPLEX-2.0-700 : Idem SIMPLEX-2.0 mais largeur 70cm
Same as SIMPLEX-2.0 but width 700



Gamme 777

777 77

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Commande par cadre p  riph  rique
- T  ti  re r  glable par v  rin   gaz
- Equip  de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
- Sellerie sans couture apparente,  paisseur 7cm
- Pied peint  poxy
- Capacit  de charge : 150kg en dynamique
- 2 sections examination couch, width 600mm
- Adjustable height from 50 to 99cm
- All around controller and adjustable backrest with gas jack
- Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm
- Upholstery without visible seam, thickness 70mm
- Epoxy covering
- Load capacity : 150kg in dynamic






Gamme 999

999 06

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 48 à 95cm
- Commande par cadre périphérique
- Tête-à-gaz réglable par vérin à gaz
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 35mm
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique
- 2 sections examination couch, width 600mm
- Adjustable height from 48 to 95cm
- All around controller and adjustable backrest with gas jack
- Equipped with 4 removable wheels diam. 35mm
- Upholstery without visible seam, thickness 70mm
- Epoxy covering
- Load capacity : 150kg in dynamic

Vous aimerez aussi-You may also like :

- Réf. 99901 : Idem 99906 mais sans roulettes, télécommande manuelle
Same as 99906 but without wheels, hand remote control
Réf. 99902 : Idem 99906 mais sans roulettes, commande par pédale
Same as 99906 but without wheels, pedal
Réf. 99903 : Idem 99906 mais sans roulettes
Same as 99906 but without wheels
Réf. 99904 : Idem 99906 mais télécommande manuelle
Same as 99906 but hand remote control
Réf. 99905 : Idem 99906 mais commande par pédale
Same as 99906 but pedal



Divans Fixes

Examination couches with fixed height

Gamme 124


124 19

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Tête-à-gaz réglable par système mécanique
- Sellerie avec couture apparente, épaisseur 8cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg
- 2 sections examination couch
- Width 600mm, height 800mm
- Adjustable backrest with mechanical system
- Upholstery with visible seam, thickness 80mm
- Epoxy covering
- Load capacity : 150kg



Vous aimerez aussi-You may also like :

- Réf. 124 19HB : Idem 124 19 mais hauteur 65cm
Same as 124 19 but height 650mm
Réf. 124 20 : Idem 124 19 mais largeur 70cm
Same as 124 19 but width 700mm
Réf. 124 20HB : Idem 124 19 mais largeur 70cm, hauteur 65cm
Same as 124 19 but width 700mm, height 650mm
Réf. 124 21 : Idem 124 19 mais largeur 80cm
Same as 124 19 but width 800mm
Réf. 124 21HB : Idem 124 19 mais largeur 80cm, hauteur 65cm
Same as 124 19 but width 800mm, height 650mm
Réf. 124 25 : Idem 124 19 mais largeur 70cm et capacité de charge 200kg
Same as 124 19 but width 700mm and load capacity 200kg
Réf. 124 25HB : Idem 124 19 mais largeur 70cm, hauteur 65cm et capacité de charge 200kg
Same as 124 19 but width 700mm, height 650mm and load capacity 200kg



Le saviez-vous ?
Did you know ?

Tous nos divans d'examen médical sont équipés
d'un porte-rouleau pour drap d'examen

All our examination couches are equipped with exam sheet roller



Divans d'examen médical

Examination couches




Gamme 326

326 01T

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Tête r  glable par v  rin    gaz
- Sellerie sans couture apparente,   paisseur 8cm
- Pied peint   poxy
- Capacit   de charge : 130kg
- 2 sections examination couch
- Width 600mm, height 800mm
- Adjustable backrest with gas jack
- Upholstery without visible seam, thickness 80mm
- Epoxy covering
- Load capacity : 130kg



Visuel avec pi  tement RAL ARGENT
Picture with base colour RAL SILVER



Vous aimerez aussi-You may also like :

R  f. 326 01TB : Idem 326 01T mais hauteur 65cm


Same as 326 01T but height 650mm

R  f. 326 03T : Idem 326 01T mais largeur 70cm

Same as 326 01T but width 700mm

R  f. 326 03TB : Idem 326 01T mais largeur 70cm et hauteur 65cm

Same as 326 01T but width 700mm and height 650mm



Gamme 326

326 06T

- Divan mixte 3 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- T  te r  glable par v  rin    gaz
- Sellerie sans couture apparente,   paisseur 8cm
- Pied peint   poxy
- Capacit   de charge : 130kg
- 3 sections examination couch
- Width 600mm, height 800mm
- Adjustable backrest and legrest with gas jacks
- Upholstery without visible seam, thickness 80mm
- Epoxy covering
- Load capacity : 130kg

Vous aimerez aussi-You may also like :

R  f. 326 06TB : Idem 326 06T mais hauteur 65cm

Same as 326 06T but height 650mm

R  f. 326 07T : Idem 326 06T mais largeur 70cm

Same as 326 06T but width 700mm

R  f. 326 07TB : Idem 326 06T mais largeur 70cm et hauteur 65cm

Same as 326 06T but width 700mm and height 650mm



Divans d'examen m  dical

Examination couches




Gamme ECOMAX

ECOMAX

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- T  te r  glable par 2 cr  maill  res indexables
- Sellerie sans couture apparente,   paisseur 6cm
- Pied peint   poxy, coloris argent
- Capacit   de charge : 150kg
- 2 sections examination couch
- Width 600mm, height 800mm
- Adjustable backrest with two indexable racks
- Upholstery without visible seam, thickness 60mm
- Epoxy covering, silver colour
- Load capacity : 150kg



Coloris TAHITI
TAHITI colour



Vous aimerez aussi-You may also like :

R  f. ECOMAX700 : Idem ECOMAX mais largeur 70cm

Same as ECOMAX but width 700




Gamme ECOMAX

ECOMAX-INO

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- T  te r  glable par 2 cr  maill  res indexables
- Sellerie sans couture apparente,   paisseur 6cm
- Ch  ssis inox (**T  r  s r  sistant dans le temps**)
- Capacit   de charge : 150kg
- 2 sections examination couch
- Width 600mm, height 800mm
- Adjustable backrest with two indexable racks
- Upholstery without visible seam, thickness 60mm
- Stainless steel structure (Very resistant over time)
- Load capacity : 150kg



Coloris GALAPAGOS
GALAPAGOS colour



Divans d'examen médical

Examination couches



**Pack ECOMAX
ENSECOMAX**



1x ECOMAX : Divan d'examen fixe

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Tête r  glable par 2 cr  maill  res indexables
- Sellerie sans couture apparente, ´pais. 6cm
- Pied peint ´poxy, coloris argent
- Capacit   de charge : 150kg
- 2 sections examination couch
- Width 600mm, height 800mm
- Adjustable backrest with two indexable racks
- Upholstery without visible seam, thickness 60mm
- Epoxy covering, silver colour
- Load capacity : 150kg

1x 24301 : Gu  ridon 2 plateaux 60x40cm

- Gu  ridon 2 plateaux bois stratifi   blanc
- Largeur 40cm, hauteur 80cm
- Sur 4 roulettes diam. 50mm
- Pied peint ´poxy
- Poids max supportable : 50kg
- 2 white laminated trays trolley 600x400mm
- Width 400mm, height 800mm
- On 4 wheels diam. 50mm
- Epoxy covering
- Maximum load capacity : 50kg

Vous aimerez aussi-You may also like :

R  f. ENSECOMAX-01 : Divan ECOMAX, marchepied ECOMAXMAR1, tabouret PRISCA/ONE

ECOMAX couch, ECOMAXMAR1 step tool, PRISCA/ONE stool

R  f. ENSECOMAX-700 : Divan ECOMAX-largeur 70cm, marchepied ECOMAXMAR1, tabouret PRISCA/ONE, gu  ridon 24301

ECOMAX width 700 couch, ECOMAXMAR1 step tool, PRISCA/ONE stool, 24301 trolley

Divans d'examen m  dical

Examination couches




Gamme ECOMAX ECOMAX-URGENCE

- Divan brancard 2 parties
- Largeur 60cm, hauteur 84cm
- T  te r  glable par 2 cr  maill  res indexables
- Equip   de poign  es de pouss  e
- Paire de barri  res
- 4 roulettes diam. 125mm freinage ind  pendant
- Sellerie sans couture apparente, ´paisseur 6cm
- Capacit   de charge : 150kg
- 2 sections stretcher table
- Width 600mm, height 840mm
- Adjustable backrest with two indexable racks
- Equipped with push bar
- A pair of security side rails
- 4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel
- Upholstery without visible seam, thickness 60mm
- Load capacity : 150kg



Gamme ECOMAX ECOMAX-DBLMIXTE

- Divan 3 parties gyn  eco
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- T  te r  glables par 2 cr  maill  res indexables
- Avec taux et triers
- Equip   bac inox
- Sellerie sans couture apparente, ´paisseur 6cm
- Pied peint ´poxy, coloris argent
- Capacit   de charge : 150kg
- 3 sections examination couch
- Width 600mm, height 800mm
- Adjustable backrest with two indexable racks
- With clamps and stirrups
- Equipped with stainless steel drawer
- Upholstery without visible seam, thickness 60mm
- Epoxy covering, silver colour
- Load capacity : 150kg





Divans Hydrauliques


Hydraulic examination couches



Gamme OVALIA-HYDRAULIQUE V2

OV2-HY-700-125 (option roulettes)

- Divan 2 parties
- Largeur 70cm
- Hauteur variable de 48 à 85cm
- Tête réglable par vérin à gaz
- 4 roulettes diam. 125 à frein (option)
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 5cm
- Capacité de charge : 150kg en dynamique
- 2 sections examination couch, width 700mm
- Adjustable height from 48 to 85cm
- Adjustable backrest with gas jack
- 4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)
- Upholstery without visible seam, thickness 50mm
- Load capacity : 150kg in dynamic



Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. OV2-HY-800-125 : Idem OV2-HY-700-125 mais largeur 80cm
Same as OV2-HY-700-125 but width 800mm



Divans Spécialisés

Specialised couches



Gamme OVALIA V2 Dermatologie

OV2-85-125 (option roulettes)

- Divan électrique 2 parties
- Largeur 70cm
- Hauteur variable de 48 à 88cm
- Commande par télécommande manuelle
- Tête réglable en hauteur et inclinable
- Dossier réglable par vérin électrique
- 4 roulettes diam. 125 à frein (option)
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 5cm
- Capacité de charge : 200kg en dynamique
- 2 sections electric examination couch, width 700mm
- Adjustable height from 48 to 88cm
- Hand remote control and adjustable headrest
- Adjustable backrest with an electric jack
- 4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)
- Upholstery without visible seam, thickness 50mm
- Load capacity : 200kg in dynamic

Vous aimerez aussi-You may also like :
Réf. OV2-86-125 : Idem OV2-85-125 mais commande par pédale
Same as OV2-85-125 but pedal

Gamme OVALIA V2 Cardiologie

OV2-95-125 (option roulettes)

- Divan électrique 2 parties
- Largeur 70cm
- Hauteur variable de 48 à 88cm
- Commande par télécommande manuelle
- Dossier réglable par vérin électrique
- 4 roulettes diam. 125 à frein (option)
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 5cm
- Capacité de charge : 200kg en dynamique
- 2 sections electric examination couch, width 700mm
- Adjustable height from 48 to 88cm
- Hand remote control and adjustable backrest with an electric jack
- 4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)
- Upholstery without visible seam, thickness 50mm
- Load capacity : 200kg in dynamic



Vous aimerez aussi-You may also like :


Réf. OV2-98-125 : Idem OV2-95-125 mais largeur 80cm
Same as OV2-95-125 but width 800mm
Réf. OV2-96-125 : Idem OV2-95-125 mais commande par pédale
Same as OV2-95-125 but with pedal
Réf. OV2-99-125 : Idem OV2-95-125 mais largeur 80cm, commande par pédale
Same as OV2-95-125 but width 800mm, pedal



Gamme OVALIA-MAX

OVALIA-MAX

- Divan électrique bariatrique
 - Largeur 90cm
 - Hauteur variable de 50 à 90cm
 - Commande par télécommande manuelle
 - Tête-riéglable par vérin électrique
 - Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 35mm
 - Sellerie sans couture apparente, épaisseur 10cm
 - Capacité de charge : 380kg en dynamique
- Electric bariatric examination couch, width 900mm
Adjustable height from 50 to 90cm
Hand remote control
Adjustable backrest with an electric jack
Equipped with 4 removable wheels diam. 35mm
Upholstery without visible seam, thickness 100mm
Load capacity : 380kg in dynamic*



Les coloris

Colours

Sellerie non-feu
classée M2
Fire retardant
upholstery, M2 class

Revêtement : Sellerie Gamme ECOMAX*

Upholstery-ECOMAX range



Galapagos Bahamas Blanc



Tahiti Malouines

*Coloris standards pour gamme ECOMAX et SIMPLEX, coloris Classique et Urban disponibles sur demande
Standard colours for ECOMAX and SIMPLEX range, upholstery Classic range or Urban range available on request





Les coloris Colours

Sellerie non-feu
classée M1
Fire retardant
upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique

Upholstery-Classical range



Revêtement : Sellerie Gamme Urban

Upholstery-Urban range



Attention brillant

ARGENT

Le saviez-vous ?

Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos divans et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your couches and accessories, our screen-printing service remains at your disposal



Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples





Les accessoires

Accessories

Gamme OVALIA V2 OVALIA range V2



ACC-FIXE
4 patins fixes
4 skids instead of wheels



RL-150
4 roulettes diam. 150
freinage centralisé
4 wheels diam. 150mm
with central brake system



ACC 76-OVALIA-70
Jeu d'étaux
pour divan largeur 70cm
Pair of clamps
for couch width 700mm




ACC 76-OVALIA-80
Jeu d'étaux
pour divan largeur 80cm
Pair of clamps
for couch width 800 mm



ACC 110
Gouttière prise de sang
avec ferrure, sans étai, l'unité
Blood test splint in colour
without clamp, the unit



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang
polyuréthane avec ferrure
sans étai, l'unité
Polyurethane blood test splint
without clamp, the unit



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard
diam. 14mm, sans étai
Pair of stainless steel stirrups
diam. 14mm, without clamp



ACC 964
Jeu de repos jambes noir,
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étai
Pair of legrests on knee system
in black polyurethane,
diam. 14 mm, without clamp



SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour reposé
jambes (ACC964), l'unité
Cover for legrests ACC964
in upholstery, the unit




ACC 514-UNIVERSE
Protection plastique transparent
universelle, pour tous les divans
Plastic protection cover
For all couches



ACC 76C
Etai unitaire
pour tige porte-sérum diam. 16mm
Unit clamp
to fix infusion stand diam. 16mm



ACC 32012
Tige porte-sérum inox
diam. 16mm,
2 crochets plastiques, sans étai
Stainless steel infusion stand
diam. 16mm
2 plastic hooks, without clamp



ACC 54002/ ACC 54003
Tête 1/2 lune
largeur 70cm/80cm
revêtement non feu M1
Half moon head rest
width 700mm/800mm
fire retardant M1 class



ACC 832
Trou visage avec bouchon
Face hole with plug cushion



ACC OVALIA05
Pédale OVALIA
+ Cordon Y (double commande)
Pedal for OVALIA + connecting cable
for double control



ACC OVALIA02
Paire rails inox 25x10
long. 1500mm
pour OVALIA 2 parties
Pair of stainless steel rails 25x10
length 1500mm
for OVALIA V2 2 sections



ACC OVALIA06
Télécommande manuelle OVALIA
+ Cordon Y (double commande)
Hand remote for OVALIA
+ connecting cable for double control




ACC OVALIA04
Paire rails inox 25x10
long. 780mm
pour OVALIA 3 parties
Pair of stainless steel rails 25 x 10
length 780mm
for OVALIA V2 3 sections



ACC BARRILITOV
Paire de barrières escamotables
Pair of retractable security side rails




ACC BATTERIE01
Batterie, autonomie de 20 cycles
(1 cycle = 1x montée/ descente +
1x montée/ descente du dossier)
Battery, capacity 20 cycles
(1 cycle = 1x height's up/ down +
1x backrest's up/down)




ACC-CAPOT
Peinture capot
autre que le gris standard (7035)
disponible en différents coloris
Base colour in a different colour
available in different colours



ACC TTERGO
Tête-érgonomique amovible
Ergonomic head rest



ACC FEMINA01
Support colposcope
Colposcope holder



ACC14
Vérin électrique
pour OVALIA 2 parties uniquement
Electric jack for backrest
for OVALIA V2 2 sections only

Gamme 326 et Gamme 777 326 range and 777 range



ACC 996
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
pour 326 électrique, 2 parties
4 retractable wheels, diam. 50mm
for 326 electric height adjustment
range, 2 sections



ACC 997
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
pour 326 électrique, 3 parties
4 retractable wheels, diam. 50mm
for 326 electric height adjustment
range, 3 sections



ACC 999
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
pour 326 fixe, 2/3 parties
4 retractable wheels diam. 50mm
for 326 with fixed height
2/3 sections



ACC 990
Jeu de 4 roulettes à frein
diam. 125mm
Set of 4 wheels with brake
diam. 125mm



ACC 76B
Etai unitaire diam. 14mm
pour gamme 326
Unit clamp diam. 14mm
for 326 range



ACC 76
Paire d'étaux pour fixation
gouttières et étriers diam. 14mm
pour gamme 326
Pair of clamps to fix
for fixing blood test splint and stirrups
diam. 14mm for 326 range



Gamme 326 et Gamme 777

326 range and 777 range



ACC 76C
Etau unitaire diam. 16mm pour tige porte-sérum
Unit clamp to fix infusion stand diam. 16mm




ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étau
*Stainless steel infusion stand diam. 16mm
2 plastic hooks, without clamp*



ACC 110
Gouttière prise de sang avec ferrure, sans étau, l'unité
Blood test splint in colour without clamp, the unit



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure sans étau, l'unité
Polyurethane blood test splint without clamp, the unit



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups diam. 14mm, without clamp




ACC 964
Jeu de repos jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests on knee system in black polyurethane, diam. 14 mm, without clamp




SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repos jambes (ACC964), l'unité
Cover for legrests ACC964 in upholstery, the unit



ACC 514-UNIVERSE
Protection plastique transparent universelle, pour tous les divans
Plastic protection cover For all couches



ACC 32660
Têteière demi lune largeur 60cm pour 326
Half moon headrest width 600mm for table range 326



ACC 32670
Têteière demi lune largeur 70cm pour 326
Half moon headrest width 700mm for table range 326



ACC TETERGO
Têteière ergonomique amovible
Ergonomic head rest



ACC 832
Trou visage avec bouchon
Face hole with plug cushion



ACC BARRILIT326A
Paire de barrière de lit escamotables pour 326, 2 parties
Pair of retractable security side rails for 326, 2 sections



ACC BARRILIT326B
Paire de barrière de lit escamotables pour 326, 3 parties
Pair of retractable security side rails for 326, 3 sections



ACC 32614
Têteière électrique pour 326 électrique
Electric backrest for electric 326 range



ACC 32615
Jambière électrique pour 326 électrique
Electric legrest for electric 326 range

Zoom accessoires

326 08T



Divans d'examen médical

Examination couches



Gamme 124, ECOMAX et SIMPLEX

124 range, ECOMAX range and SIMPLEX range



ACC 75
Jeu d'étaux diam. 14mm pour gamme 124
Pair of clamps diam. 14mm for 124 range




ACC 75A
Etau unitaire diam. 14mm pour gamme 124
Unit clamp diam. 14mm for 124 range



ACC 538
Jeu d'étaux diam. 14mm pour ECOMAX et SIMPLEX largeur 60cm
Pair of clamps diam. 14mm for ECOMAX and SIMPLEX range width 600mm



ACC 110
Gouttière prise de sang avec ferrure, sans étau, l'unité
Blood test splint in colour without clamp, the unit



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups diam. 14mm, without clamp




SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repos jambes (ACC964), l'unité
Cover for legrests ACC964 in upholstery, the unit



ACC 76C
Etau unitaire diam. 16mm Pour tige porte-serum
Unit clamp to fix infusion stand diam. 16mm



ACC 538D16
Jeu d'étaux diam. 16mm pour ECOMAX et SIMPLEX
Pair of clamps diam. 16mm for ECOMAX and SIMPLEX range



ACC 54001
Têteière 1/2 lune largeur 60cm revêtement non feu M1
Half moon head rest width 600mm fire retardant M1 class



Divans d'examen médical

Examination couches



ACC 990-SIMPLEX
Jeu de 4 roulettes jumelées à frein diam. 75mm
Set of 4 wheels with brake diam. 75mm



ACC 990
Jeu de 4 roulettes à frein diam. 125mm
Set of 4 wheels with brake diam. 125mm



ACURGENCE03-60
Paire de barrières escamotables pour ECOMAX largeur 60cm
Pair of retractable security side rails for ECOMAX couch width 600mm



ACURGENCE03-70
Paire de barrières escamotables pour ECOMAX largeur 70cm
Pair of retractable security side rails for ECOMAX couch width 700mm



ACCBARRILITECOM
Paire de barrières de lit escamotables largeur 60cm
Pair of retractable security side rails width 600mm



ACC 964
Jeu de repos jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests on knee system in black polyurethane, diam. 14 mm, without clamp




ACC 514-UNIVERSE
Protection plastique transparent universelle, pour tous les divans
Plastic protection cover for all couches



ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam. 16mm 2 crochets plastiques, sans étau
Stainless steel infusion stand diam. 16mm 2 plastic hooks, without clamp



ACC 832
Trou visage avec bouchon Face hole with plug cushion



ACC 54002
Têteière 1/2 lune largeur 70cm Revêtement non feu M1
Half moon head rest width 700mm Fire retardant M1 class






Tableau des caractéristiques

Table of characteristics

DIVANS ÉLECTRIQUES Electric couches		DIVANS SPÉCIALISÉS Specialised couches									
		Largeur Width					Largeur Width				
Largeur Width		600mm	700mm	800mm	900mm	700mm	800mm	900mm	900mm	900mm	900mm
600mm			●	●	●	●	●	●	●	●	●
700mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
800mm	●	●	●	●	●			●			
Nombre de parties Number of sections		Nombre de parties Number of sections					Nombre de parties Number of sections				
2 parties 2 sections	●●●●	●●	●●●●●●●●●●●●	●●	●●●●●●●●●●●●	2 parties 2 sections	●●●●●●●●●●●●				
3 parties 3 sections		●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●			3 parties 3 sections					
Type de commande Controller		Type de commande Controller					Type de commande Controller				
Télécommande manuelle Hand remote	●●	●●	●●	●●	●●	Télécommande manuelle Hand remote	●	●	●		
Pédale Multifonctions Multifunction pedal		●●●	●●●	●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●	Pédale Multifonctions Multifunction pedal	●	●	●	●	●
Barre périphérique All around controller				●●	●●	Barre périphérique All around controller					





Fauteuils de gynécologie

Gynaecological chairs



Électriques

Electric chairs

34

Fixes

Fixed height chairs

36



Fauteuils Électriques

Electric chairs



Disponible avec étriers
Available with stirrups



Modèle avec repose jambes
Model with legrests

Gamme FEMINA Version 2

FMV2-60-125-964

- Fauteuil de gynécologie 2 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 50 à 90cm
- Equipé d'une télécommande manuelle et d'une pédale multifonctions
- Dossier réglable par vérin électrique, assise électriquement inclinable
- Equipé bac inox, repose jambes et 2 rails inox latéraux 25x10
- 4 roulettes diam. 125mm à frein
- Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 8cm dont 2cm de mousse viscoélastique
- Position de Trendelenburg
- Pied capoté gris 7035
- Capacité de charge : 200kg en dynamique
- 2 sections gynaecological chair, width 600mm
- Height adjustment from 50 to 90cm
- Equipped with hand remote and multifunction pedal
- Backrest adjustment with electric jack, inclination of the seat is electric
- Stainless steel drawer, legrests and 2 lateral stainless steel DIN rails 25x10
- 4 wheels diameter 125mm with one brake on each wheel
- Ergonomic upholstery, thickness 80mm including 20mm of viscoelastic foam
- Trendelenburg position
- Strong plastic base colour light grey RAL 7035
- Load capacity : 200kg in dynamic

Vous aimerez aussi: You may also like :

Réf. FMV2-70-125-964 : Idem FMV2-60-125-964 mais largeur 70cm


Same as FMV2-60-125-964 but width 700mm

Réf. FMV2-60-125 : Idem FMV2-60-125-964 mais sans repose jambes, avec étriers

Same as FMV2-60-125-964 but without legrests, with stirrups

Réf. FMV2-70-125 : Idem FMV2-60-125-964 mais sans repose jambes, avec étriers, largeur 70cm

Same as FMV2-60-125-964 but without legrests, with stirrups, width 700mm



Gamme 625

625 04T

- Fauteuil de gynécologie 3 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 62 à 92cm
- Commande par pédale
- Dossier et jambière réglables par vérins à gaz
- Equipé bac inox, étaux et étriers
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique
- 3 sections gynaecological chair, width 600mm
- Adjustable height from 62 to 92cm
- Pedal control
- Adjustable backrest and legrest with gas jacks
- Equipped with stainless steel drawer, clamps and stirrups
- Upholstery without visible seam, thickness 80mm
- Trendelenburg position
- Epoxy covering
- Load capacity : 150kg in dynamic

Vous aimerez aussi: You may also like :


Réf. 625 03T : Idem 625 04T mais 2 parties, sans jambière
Same as 625 04T but 2 sections, without legrest



Gamme 725

725 01

- Fauteuil de gynécologie 3 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 62 à 88cm
- Commande par pédale
- Dossier et jambière réglables par vérins à gaz
- Equipé bac inox, étaux et étriers
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg
- 3 sections gynaecological chair, width 600mm
- Adjustable height from 62 to 88cm
- Pedal control
- Adjustable backrest and legrest with gas jacks
- Stainless steel drawer, clamps and stirrups
- Upholstery without visible seam, thickness 80mm
- Trendelenburg position
- Epoxy covering
- Load capacity : 130kg in dynamic





Fauteuils Fixes

Fixed height chairs


Gamme 625

625 02T

- Fauteuil de gynécologie 3 parties
- Largeur 60cm, hauteur 82cm
- Dossier et jambière réglables par vérins à gaz
- Equipé bac inox, étaux et étriers
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg
- 3 sections gynaecological chair
- Width 600mm, height 820mm
- Adjustable backrest and legrest with gas jacks
- Equipped with stainless steel drawer, clamps and stirrups
- Upholstery without visible seam, thickness 80mm
- Trendelenburg position
- Epoxy covering
- Load capacity : 130kg

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 625 01T : Idem 625 02T mais 2 parties, sans jambière
Same as 625 02T but 2 sections, without legrest



Le saviez-vous ? Did you know ?

Tous nos fauteuils de gynécologie sont équipés d'un porte-rouleau pour drap d'examen

All our gynaecological chairs are equipped with exam sheet roller




Gamme 526

526

- Fauteuil de gynécologie 3 parties
- Largeur 60cm, hauteur 83cm
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Equipé d'une jambière réglable par système mécanique
- Assise inclinable mécaniquement (2 positions : 0/+4cm)
- Avec bac inox, étaux et étriers
- Sellerie avec couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg
- 3 sections gynaecological chair
- Width 600mm, height 830mm
- Adjustable backrest with gas jack
- Equipped with legrest adjustable with mechanical system
- Mechanically reclining seat (2 positions: 0/+4cm)
- With stainless steel drawer, clamps and stirrups
- Upholstery with visible seam, thickness 80mm
- Trendelenburg position
- Epoxy covering
- Load capacity : 150kg

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 524 : Idem 526 mais assise fixe
Same as 526 but fixed seatrest





Les coloris Colours

Sellerie non-feu
classée M1
Fire retardant
upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique

Upholstery-Classic range



Revêtement : Sellerie Gamme Urban

Upholstery-Urban range



Attention brillant

ARGENT

Le saviez-vous ? Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your chairs and accessories, our screen-printing service remains at your disposal



Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples





Les accessoires

Accessories



ACC-FIXE
4 patins fixes
4 skids instead of wheels



RL-150
4 roulettes diam. 150mm
freinage centralisé
4 wheels diam. 150mm
with central brake system



ACC-CAPOT
Peinture capot autre que le gris standard (7035) disponible en différents coloris
Base colour in a different colour than the standard light grey available in different colours



ACC FEMINA02
Paire d'étriers sans clameau de fixation
Pair of stirrups, without clamp



ACC FEMINA78-V2
Jambière amovible avec support, pour largeur 60cm
Removable legrest with support, for width 600mm



ACC FEMINALEDN
Lampe lumière froide et étau
Avec interrupteur sur la tête
Cold light lamp with clamp
With switch on the head



ACC BARRLITFEM03
Paire de barrières de lit escamotables pour largeur 60cm
Pair of retractable security side rails for width 600mm



ACC 113FEMINA
Poignée de maintien et étaux de fixation
Pair of handles and clamps




ACC CLAMEDIAM16
Clameau de fixation en aluminium pour fixation sur rail 25x10, l'unité diam. 14mm, diam. 16mm
Adaptation clamp in aluminium for fixation on rail dim 25x10, the unit diam. 14mm, diam. 16mm



ACC FEMINA964
Paire de repos jambes sur rotule mousse polyuréthane sans clameau de fixation
Pair of legrests on knee system Without clamp



ACC FEMINA05-V2
Jambière amovible avec support, pour largeur 70cm
Removable legrest with support, for width 700mm



ACC FEMINA01
Support colposcope
Colposcope holder



ACC BARRLITFEM02
Paire de barrières de lit escamotables pour largeur 70cm
Pair of retractable security side rails for width 700mm



ACC FEMINABAC02
Bac uro, capacité 3 litres avec tuyau d'écoulement
Urological drawer 3 liters capacity with flow pipe



ACC FEMINA06
Paire rails inox 25x10 fixé sur le dossier
Pair of stainless steel rails dim 25x10 to be fixed on the backrest



ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étai
Stainless steel infusion stand diam. 16mm
2 plastic hooks, without clamp



ACC FEMINAACCOU1
Paire d'accoudoirs et clameaux adaptables sur rail 25x10
Pair of armrests with clamps adaptable on rails 25x10



ACC BATTERIE01
Batterie, autonomie de 20 cycles (1 cycle = 1x montée/ descente + 1x montée/ descente du dossier)
Battery, capacity 20 cycles (1 cycle = 1x height's up/ down + 1x backrest's up/down)

Gamme FEMINA Version 2

FEMINA range V2

Gammes 524-526-625 et 725


Ranges 524-526-625 and 725

ACC 537
Jeu d'étaux diam. 14mm pour gouttières et étriers Pour gamme 625 et 725
Pair of clamps diam. 14mm for blood test splints and stirrups for 625 and 725 range




ACC 75A
Etai unitaire diam. 14mm pour gamme 524
Unit clamp diam. 14mm for 524 range

ACC 105
Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étai
Pair of stainless steel stirrups diam. 14mm without clamp



ACC 964
Jeu de repos jambes sur rotule en mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étai
Pair of legrests on knee system in black polyurethane, diam. 14 mm, without clamp

SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repos jambes (ACC964), l'unité Cover for legrests ACC964 in upholstery, the unit



ACC 63
Support coloscope pour gammes 625 et 725
Colposcope holder for ranges 625 and 725

ACC 110
Gouttière prise de sang avec ferrure, sans étai, l'unité Blood test splint In colour, without clamp, the unit



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure sans étai, l'unité Polyurethane blood test splint Without clamp, the unit

ACC 62524
Dossier électrique Pour 625 hauteur électrique Electric backrest For chair 625 with electric height





ACC 62525
Jambière électrique Pour 625 hauteur électrique Electric legrest For chair 625 with electric height

ACC 997
Support roulettes escamotables diam. 50mm pour 625, électrique 4 retractable wheels, diam. 50mm for 625, electric height adjustment



ACC RAIL IN-L400
Paire rails inox 25x10 longueur 40cm sur assise 625-725 et 524
Pair of stainless steel rails dim 25x10 length 400mm for seat rest of range 625-725-524

ACC 54001
Tête 1/2 lune largeur 60cm revêtement non feu M1 Half moon headrest width 600mm fire retardant M1 class



ACC 54004
Tête 1/2 lune largeur 60cm, pour gamme 625, revêtement non feu M1 Half moon headrest width 600mm, for range 625, fire retardant M1 class



Zoom FEMINA Version 2 Avec accessoires

Fauteuil d'examen de gynécologie pratique et moderne,

assurant le confort du patient et du médecin

Modern and practical gynaecological chair,

giving the best comfort to the patient and practitioner

ACC FEMINA964 (option)

Paire de repose jambes
sur rotule mousse polyuréthane,
sans clameau de fixation,
housses assorties au coloris du fauteuil

Pair of black polyurethane legrests on knee system,
without clamp, covers matching the colour of the chair

Tête-à-tête ergonomique inclus

Headrest is included in standard



Tableau des caractéristiques

Table of characteristics

FAUTEUILS ÉLECTRIQUES
Electric chairs

FMV2-60-12S
FMV2-70-12S
625 03T
625 04T
725 01


FAUTEUILS FIXES
Fixed height chairs

625 01T
625 02T
524
526

	Largeur Width	Largeur Width			
600mm	●	●	600mm	●	●
700mm	●		700mm		
Nombre de parties Number of sections	2 parties 2 sections	3 parties 3 sections	Nombre de parties Number of sections	2 parties 2 sections	3 parties 3 sections
	●	●		●	
Type de commande Controller					Hauteur Height
Télécommande manuelle Hand remote	●	●			820mm
Pédale Pedal	●	●	●	●	830mm

Fauteuils de prélèvement

Sampling chairs



Hydrauliques

Hydraulic chairs

46

Électriques

Electric chairs

49

Fixes

Fixed height chairs

51




Fauteuils Hydrauliques

Hydraulic chairs


Gamme 512 512 05T

- Fauteuil pivotant à 360°, possibilité de bloquer la rotation
 - Hauteur variable de 55 à 74cm
 - Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
 - Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
 - Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
 - Position de Trendelenburg
 - Pied peint époxy
 - Capacité de charge : 130kg en dynamique
- 360° rotating chair, possibility to block the rotation
 • Adjustable height from 55 to 74cm
 • Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks
 • Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
 • Upholstery without visible seam, thickness 80mm
 • Trendelenburg position
 • Epoxy covering
 • Load capacity : 130kg in dynamic



Gamme 512 512 66T

- Fauteuil pivotant à 360°, possibilité de bloquer la rotation
 - Hauteur variable de 52 à 72cm
 - Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
 - Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
 - Sellerie en forme ergonomique sans couture apparente, épaisseur 8cm
 - Position de Trendelenburg
 - Socle chromé
 - Capacité de charge : 130kg en dynamique
- 360° rotating chair, possibility to block the rotation
 • Adjustable height from 52 to 72cm
 • Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks
 • Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
 • Ergonomic upholstery without visible seam, thickness 80mm
 • Trendelenburg position
 • Chromed base
 • Load capacity : 130kg in dynamic



Gamme LUVIA LUVIA 14T

- Fauteuil pivotant à 360°, possibilité de bloquer la rotation
 - Hauteur variable de 54 à 73cm
 - Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
 - Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
 - Protection plastique sur assise et jambière en standard
 - Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 7cm
 - Position de Trendelenburg
 - Socle chromé
 - Capacité de charge : 130kg en dynamique
- 360° rotating chair, possibility to block the rotation
 • Adjustable height from 54 to 73cm
 • Synchronised backrest and legrest, adjustment via gas jack
 • Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
 • Plastic protection on seatrest and legrest in standard
 • Ergonomic upholstery, thickness 70mm
 • Trendelenburg position
 • Chromed base
 • Load capacity : 130kg in dynamic

Vous aimerez aussi-You may also like :
Réf. LUVIA 14TSJ : Idem LUVIA 14T mais sans jambière
Same as LUVIA 14T but without legrest



Le saviez-vous ? Did you know ?

Tous nos fauteuils peuvent être mis en position allongée

All our chairs can be put in lying position






Gamme LUVIA

LUVIA 05T-GYNECO

- Fauteuil pivotant à 360°, possibilité de bloquer la rotation
 - Hauteur variable de 56 à 75cm
 - Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
 - Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions et d'une paire d'étaux et d'étriers pour prélèvements gynécologiques
 - Protection plastique sur assise et jambière en standard
 - Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
 - Position de Trendelenburg
 - Pied peint époxy
 - Capacité de charge : 130kg en dynamique
- 360° rotating chair, possibility to block the rotation
 • Adjustable height from 56 to 75cm
 • Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks
 • Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position and a pair of clamps and stirrups for gynaecology
 • Plastic protection on seatrest and legrest in standard
 • Ergonomic upholstery, thickness 80mm
 • Trendelenburg position
 • Epoxy covering
 • Load capacity : 130kg in dynamic



Fauteuils Électriques

Electric chairs

Gamme 512

512 08T

- Fauteuil 3 parties
 - Hauteur variable de 54 à 74cm
 - Commande par pédale
 - Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
 - Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
 - Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
 - Position de Trendelenburg
 - Pied peint époxy
 - Capacité de charge : 130kg en dynamique
- 3 sections sampling chair
 • Adjustable height from 54 to 74cm
 • Pedal control
 • Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks
 • Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
 • Upholstery without visible seam, thickness 80mm
 • Trendelenburg position
 • Epoxy covering
 • Load capacity : 130kg in dynamic



Gamme LUVIA

LUVIA 08T

- Fauteuil 3 parties
 - Hauteur variable de 55 à 75cm
 - Commande par pédale
 - Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
 - Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
 - Protection plastique sur assise et jambière en standard
 - Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
 - Position de Trendelenburg
 - Pied peint époxy
 - Capacité de charge : 130kg en dynamique
- 3 sections sampling chair
 • Adjustable height from 55 to 75cm
 • Pedal control
 • Synchronised backrest and legrest, adjustment via gas jack
 • Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
 • Plastic protection on seatrest and legrest in standard
 • Upholstery without visible seam, thickness 80mm
 • Trendelenburg position
 • Epoxy covering
 • Load capacity : 130kg in dynamic






Gamme 940

940 01T

- Fauteuil 3 parties
 - Hauteur variable de 55 à 90cm
 - Commande par pédale
 - Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
 - Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
 - Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
 - Position de Trendelenburg
 - Pied peint époxy
 - Capacité de charge : 130kg en dynamique
- 3 sections sampling chair
• Adjustable height from 55 to 90cm
• Pedal control
• Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks
• Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
• Upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg in dynamic*



Fauteuils Fixes

Fixed height chairs

Gamme 512

512 02TB


- Fauteuil 3 parties
 - Hauteur 50cm
 - Dossier réglable par vérin à gaz autobloquant
 - Jambière réglable par système mécanique
 - Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
 - Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
 - Position de Trendelenburg
 - Pied peint époxy
 - Capacité de charge : 130kg
- 3 sections sampling chair
• Height 500mm
• Backrest adjustment via selfblocking gas jack
• Legrest adjustable with mechanical system
• Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
• Upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg*

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 512 02T : Idem 512 02TB mais hauteur 67cm
Same as 512 02TB but height 670mm



Tête-à-queue ergonomique
en option
Optional head rest



Gamme 512

512 77T

- Fauteuil 3 parties, non rotatif
 - Hauteur 50cm
 - Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
 - Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
 - Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 8cm
 - Position de Trendelenburg
 - Socle chromé
 - Capacité de charge : 130kg
- 3 sections, non rotative sampling chair
• Height 500mm
• Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks
• Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
• Ergonomic upholstery, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Chromed base
• Load capacity : 130kg*

Vous aimerez aussi-You may also like :
Réf. 512 77TSJ : Idem 512 77T mais sans jambière
Same as 512 77T but without legrest



Fauteuils de prélèvement

Sampling chairs



Equipé d'une paire d'étaux en standard pour fixation étriers (en option)
Equipped in standard with a pair of clamps to fix stirrups (option)


Gamme 522

522

- Fauteuil 3 parties
- Hauteur 50cm
- Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- Equipé de 2 gouttières en polyuréthane noir réglables en toutes positions
- Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 180kg
- 3 sections sampling chair
- Height 500mm
- Backrest and legrest adjustment with a synchronised gas jack
- Equipped with 2 polyurethane test splints adjustable in every position
- Ergonomic upholstery, thickness 80mm
- Trendelenburg position
- Epoxy covering
- Load capacity : 180kg


Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 522+990 : Idem 522 mais équipé de 4 roulettes à frein diam. 125mm
Same as 522 but equipped with 4 wheels with brake diam. 125mm



Fauteuils de prélèvement

Sampling chairs



Gamme LUVIA

LUVIA 78T

- Fauteuil 3 parties, non rotatif
- Hauteur 51cm
- Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
- Protection plastique sur assise et jambière en standard
- Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Socle chromé
- Capacité de charge : 130kg
- 3 sections, non rotative
- Height 500mm
- Backrest and legrest adjustment with a synchronised gas jack
- Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
- Plastic protection on seatrest and legrest in standard
- Ergonomic upholstery, thickness 80mm
- Trendelenburg position
- Chromed base
- Load capacity : 130kg

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. LUVIA 78TSJ : Idem LUVIA78T mais sans jambière
Same as LUVIA 78T but without legrest




Gamme 525

525 02

- Fauteuil de prélèvement 3 parties
- Hauteur 52cm
- Dossier et jambière réglables par systèmes mécaniques
- Equipé de 2 gouttières fixes inclinées
- Sellerie avec couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg
- 3 sections sampling chair
- Height 520mm
- Adjustable backrest and legrest with mechanical systems
- Equipped with 2 fixed armrests
- Upholstery without visible seam, thickness 80mm
- Trendelenburg position
- Epoxy covering
- Load capacity : 130kg

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 525 01 : Idem 525 02 mais hauteur 75cm
Same as 525 02 but height 75cm





Gamme PRELIA

PRELIA 08

- Fauteuil 2 parties
- Hauteur 50cm
- Equipé d'une gouttière revêtement non-feu M1 réglable en toutes positions
- Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 6cm
- Pied aluminium 5 branches
- Capacité de charge : 130kg
- 2 sections sampling chair
- Height 500mm
- Equipped with one blood test splint fire retardant upholstery M1 class, adjustable in every position
- Ergonomic upholstery, thickness 60mm
- 5 aluminium branches base
- Load capacity : 130kg

Vous aimerez aussi-You may also like:

Réf. PRELIA 07 : Idem PRELIA 08 mais avec gouttière polyuréthane
Same as PRELIA 08 but with a blood test splint in black polyurethane

Gamme 515

515 20

- Support gouttière
- Hauteur variable de 66 à 106cm
- Avec 5 roulettes diamètre 50mm
- Equipé d'une gouttière réglable en toutes positions
- Pied ABS noir
- Blood test splint support
- Adjustable height from 66 to 106cm
- With 5 wheels diam. 50mm
- Equipped with a blood test splint adjustable in every position
- Base in black ABS



Visuel avec piétement RAL 5017
Picture with base colour RAL 5017

Le saviez-vous ? Did you know ?

Les fauteuils de prélèvement hauteur basse (50cm) sont destinés aux prélèvements sanguins, les fauteuils plus hauts sont réservés aux prélèvements gynécologiques.
Pour un meilleur confort des patients et du praticien

Low-height sampling chairs (50cm) are intended for blood sampling, higher chairs are dedicated to gynecological sampling.

To give a better comfort to patients and practitioners



Les coloris

Colours

Sellerie non-feu
classée M1
Fire retardant
upholstery, M1 class




Arno Garonne Potomac Amour Mississipi




St Laurent Rhône Missouri Seine Amazone



Abysse Cendre Origane Géranium Réglisse Prune



Perle Ficelle Terre Béton Chataigne Chocolat



Pensée Pétrole Turquoise Granny Absinthe Ananas



Orange Fuschia Tomate



Piètement Peinture EPOXY
Base colour



Attention brillant
ARGENT

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your chairs and accessories, our screen-printing service remains at your disposal



Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples



- # Les accessoires
- ## Accessories
- | | |
|---|--|
| <p>ACC 537
Jeu d'étaux diam. 14mm pour gouttières et étiriers
(Attention : pour la gamme LUVIA jeu d'étaux seulement pour gouttières)
Pair of clamps diam. 14mm for blood test splints and stirrups (Be careful : Only for blood test splints for LUVIA range)</p> | <p>ACC 537LUVIA
Jeu d'étaux diam. 14mm pour étiriers pour gamme LUVIA
Pair of clamps diam. 14mm for stirrups for LUVIA range</p> |
| <p>ACC 535
Jeu d'étaux double diam. 14mm et diam. 16mm pour gouttière + tige porte-sérum
Pair of double clamps diam. 16mm to fix both armrest and infusion stand</p> | <p>ACC 516
Option commande simultanée Dossier/jambière
Option synchronized Backrest and legrest</p> |
| <p>ACC 105
Jeu d'étiriers inox standard diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups diam. 14mm without clamp</p> | <p>ACC 964
Jeu de repos jambes sur rotule en mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests on knee system in black polyurethane, diam. 14 mm, without clamp</p> |
| <p>SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repos jambes (ACC964), l'unité
Cover for legrests ACC964 in upholstery, the unit</p> | <p>ACC 514-GOUT
Protection gouttière en plastique transparent, l'unité
Plastic protection for blood test splint, the unit</p> |
| <p>ACC 514-ASSISE
Protection plastique pour assise pour gammes 512 et 940
Plastic protection for seatrest for 512 and 940 range</p> | <p>ACC 514-JAMBIÈRE
Protection plastique pour jambière pour gammes 512 et 940
Plastic protection for legrest for 512 and 940 range</p> |
| <p>ACC 517-512
Protection plastique pour dossier Pour gamme 512
Plastic protection for backrest For 512 range</p> | <p>ACC 517-525
Protection plastique pour dossier pour gamme 525
Plastic protection for backrest for 512 and 525 range</p> |
| <p>ACC 54001
Tête-à-lune 1/2 lune largeur 60cm revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm Fire retardant M1 class</p> | <p>ACC 54005
Tête-à-lune 1/2 lune largeur 55cm revêtement non feu M1
Half moon head rest width 550mm fire retardant M1 class</p> |
| <p>ACC 910-PLATO2
Plateau inox support 340x340 avec étau
Stainless steel tray 340x340 with clamp</p> | <p>ACC 910-PLATO4
Plateau plastique support 350x270 avec étau
Plastic tray 350x270 with clamp</p> |

Fauteuils ORL *ENT chairs*



Électrique

Electric chair

62

Hydrauliques

Hydraulic chairs

63

Fixes

Fixed height chairs

64



Fauteuil ORL électrique


Electric ENT chair



Gamme ORL Électrique

512 08T-ORL

- Fauteuil 3 parties
- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 54 à 74cm
- Commande par pédale
- Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- Equipé de deux accoudoirs escamotables et d'un repose pieds
- Sellerie ergonomique sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg en dynamique
- 3 sections chair
- Width 550mm
- Adjustable height from 54 to 74cm
- Pedal control
- Synchronised backrest and legrest adjustable with gas jack
- Equipped with 2 removable armrests and a foot support
- Ergonomic upholstery without visible seam, thickness 80mm
- Trendelenburg position
- Epoxy covering
- Load capacity : 130kg in dynamic



Fauteuils ORL hydrauliques


Hydraulic ENT chairs



Gamme ORL Hydrauliques

512 66T-ORL

- Fauteuil 3 parties, pivotant à 360°, possibilité de bloquer la rotation
- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 52 à 72cm
- Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- Equipé de deux accoudoirs escamotables et d'un repose pieds
- Sellerie ergonomique sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Socle chromé
- Capacité de charge : 130kg en dynamique
- 360° rotating 3 sections chair, possibility to block the rotation
- Width 550mm
- Adjustable height from 52 to 72cm
- Synchronised backrest and legrest adjustable with gas jack
- Equipped with 2 removable armrests and a foot support
- Ergonomic upholstery without visible seam, thickness 80mm
- Trendelenburg position
- Chromed base
- Load capacity : 130kg in dynamic



Vous aimerez aussi: You may also like :

Réf. 512 05T-ORL : Idem 512 66T-ORL mais sur pied peint époxy
possibilité d'ajouter des roulettes (option)
Same as 512-66T but epoxy covering, possibility to add wheels in option



Fauteuils ORL fixes

Fixed height ENT chairs

Gamme ORL Fixes

522 01-ORL+990

- Fauteuil 3 parties
 - Largeur 55cm, hauteur 50cm
 - Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
 - Equipé de deux accoudoirs escamotables
 - Sur 4 roulettes diam. 125 à frein
 - Sellerie ergonomique sans couture apparente, épaisseur 8cm
 - Position de Trendelenburg
 - Pied peint époxy
 - Capacité de charge : 130kg
- 3 sections chair*
Width 550mm, height 500mm
Synchronised backrest and legrest adjustable with gas jack
Equipped with 2 removable armrests
On 4 wheels diam. 125 with brake
Ergonomic upholstery without visible seam, thickness 80mm
Trendelenburg position
Epoxy covering
Load capacity : 130kg



Accessoires Gamme ORL

ENT range accessories



**ACC 514-ASSISE
ACC 514-JAMBIÈRE**
Protection plastique pour assise ou jambière
Plastic protection for seatrest or legrest



ACC 993
Support roulettes escamotables diam. 50mm
4 retractable wheels, diam. 50mm



Les coloris

Colours

Sellerie non-feu classée MI
Fire retardant upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique

Upholstery-Classic range



Revêtement : Sellerie Gamme Urban

Upholstery-Urban range



Orange Fuschia Tomate



Piètement Peinture EPOXY

Base colour



Attention brillant

ARGENT

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your chairs and accessories, our screen-printing service remains at your disposal



Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples


Tableau des caractéristiques

Table of characteristics

FAUTEUILS
ORL
ENT chairs


51208T-ORL
51266T-ORL
51205T-ORL
52201-ORL
52201-ORL+990
51277T-ORL

Hauteur Height						
Électrique Electric	●					
Hydraulique Hydraulic		●	●			
Fixe Fixed height				●	●	●
Rotation Rotation					●	●
Oui Yes		●	●			
Non No	●			●	●	●



Fauteuils Ambulatoire

Multi-treatment chairs



Électriques

Electric chairs

.....

70-71



Fauteuils ambulatoire


Multi-treatment chairs



Gamme MULTIKA Version 2

MULT-V2-600

- Fauteuil électrique 3 parties
- Largeur assise 60cm, largeur hors-tout 85cm
- Hauteur variable de 56 à 96cm
- Commande par télécommande manuelle multifonctions 10 boutons
- Dossier et jambière réglables par vérins électriques
- Equipé de 2 rails latéraux en inox 2,5x1cm pour fixation accessoires
- Avec porte rouleau dans le dossier et barre de poussée
- Tête-à-queue ergonomique fournie en standard
- Sur 4 roulettes diam. 150mm
- Système de freinage centralisé deux pédales à l'avant et une barre de freinage à l'arrière
- Matelas monobloc, sellerie mousse viscoélastique, épaisseur 9cm
- Position de Trendelenburg
- Pied capoté gris (RAL 7035)
- Capacité de charge : 200kg en dynamique
- 3 sections multi-treatment chair
- Width 600mm, overall width 850mm
- Adjustable height from 56 to 96cm
- Multifunction 10 buttons hand remote
- Backrest and legrest adjustment with electric jacks
- Equipped with 2 stainless steel side rails 25x10mm to add accessories
- With an exam sheet roller on the backrest and pushing bar
- Ergonomic headrest provided in standard
- With 4 wheels diam.150mm
- Central brake system two pedals at the front and a brake bar on the back
- One section mattress upholstery made of viscoelastic foam , thickness 90mm
- Trendelenburg position
- Strong plastic base colour light grey (RAL 7035)
- Load capacity : 200 kg in dynamic



Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. MULT-V2-600-01 : Idem MULT-V2-600 mais avec repose pieds

Same as MULT-V2-600-01 but with footrest

Réf. MULT-V2-700 : Idem MULT-V2-600 mais largeur 70cm

Same as MULT-V2-600 but width 700mm

Réf. MULT-V2-700-01 : Idem MULT-V2-600 mais largeur 70cm avec repose pieds

Same as MULT-V2-700-01 but width 700mm with footrest

Télécommande manuelle
10 boutons
Hand remote 10 buttons



Boutons de mémorisation de position
(Position assise d'accueil patient
et position de transfert)
Position memory buttons
(Home sitting position and transfer position)



Fauteuils ambulatoire

Multi-treatment chairs

ACC BARRMULV2-60 (option)

Paire de barrières escamotables
Pair of retractable security side rails



MULT-V2-600



ACC MULTIKLEDN (option)

Lampe de lecture à LED
Reading lamp with cold light

ACC MULTIK13 (option)
Support télécommande flexible
Flexible remote holder

Avec repose pieds
réglable par vérin à gaz
With footrest, adjustable
with gas jack

ACC 110POLY (option)
Gouttière prise de sang
polyuréthane
Polyurethane blood test splint



MULT-V2-700-01 (avec options)



zoom MULTIKA Version 2

MULT-V2-700

Matelas monobloc
Sellerie avec mousse viscoélastique pour un confort optimal
One section mattress
Upholstery made with viscoelastic foam for optimal comfort

ACC BARRMULV2-70 (option)
Paire de barrières escamotables
Pair of retractable security side rails

Tête-à-l'anglaise ergonomique fournie en standard
Ergonomic headrest provided in standard

Télécommande manuelle multifonctions 10 boutons
Fixation à droite et à gauche
Multifunction hand remote 10 buttons
Fixation on the right or left side

Barre de poussée
Push bar

Inclinaison assise électrique
Inclination of the seat is electric

Equipé de 2 rails latéraux 2,5x1cm permettant d'ajouter de nombreux accessoires
Equipped with 2 lateral rails 25x10mm to add many accessories

Roulettes diam. 150mm avec freinage centralisé, 2 pédales à l'avant du fauteuil
4 wheels diam. 150mm with central brake system, two brakes on wheels

Barre de freinage à l'arrière
Brake bar at the back

Les coloris

Colours

Sellerie non-feu classée M1
Fire retardant upholstery, M1 class



Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range





Piètement Peinture EPOXY Base colour				
RAL 9003	RAL 1013	RAL 1015	RAL 6019	RAL 6033
RAL 6000	RAL 5017	RAL 5002	RAL 5000	RAL 7035
RAL 7016	RAL 9005	RAL 1018	RAL 3020	RAL 3003
<i>Attention brillant</i>				
ARGENT				

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your chairs and accessories, our screen-printing service remains at your disposal



*Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples*




Les accessoires

Accessories

ACC-CAPOT Peinture capot autre que le gris standard (7035) disponible en différents coloris Base colour in a different colour than the standard light grey available in different colours			RL-150 4 roulettes diam. 150 freinage centralisé 4 wheels diam. 150mm with central brake system
ACC MULTIK12 Gouttière MULTIKI équipée d'un clameau pour fixation sur rail 25x10, l'unité Arm rest for MULTV2 chair with fixation clamp to fix on rail dim 25x10, the unit			ACC 110POLY Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure sans étau, l'unité Polyurethane blood test splint Without clamp, the unit
ACC FEMINA02 Paire d'étriers sans clameau de fixation Pair of stirrups, without clamp			ACC FEMINA964 Paire de repos jambes sur rotule mousse polyuréthane sans clameau de fixation Pair of legrests on knee system without clamp
ACC BATTERIE01 Batterie, autonomie de 20 cycles (1 cycle = 1x montée/ descente + 1x montée/ descente du dossier) Battery, capacity 20 cycles (1 cycle = 1x height's up/ down + 1x backrest's up/down)			ACC MULTIK02 Bouton position urgence Emergency position button
ACC CLAMEDIAM16 Clameau de fixation en aluminium pour fixation sur rail 25x10, l'unité diam. 16mm, diam. 14mm Adaptation clamp in aluminium for fixation on rail dim 25x10, the unit diam. 14mm, diam. 16mm			ACC BARRMULV2-60 / ACC BARRMULV2-70 Paire de barrières de lit escamotables largeur 60cm/70cm Pair of retractable security side rails width 600mm/700mm
ACC OVALIA03 Pédale multifonctions Multifunction pedal			ACC MULTIK13 Support télécommande flexible Longueur 65cm à fixer sur châssis avec étau Flexible remote holder Length 650mm to be fixed on frame with clamp
ACC MULTIK03 Tige porte-sérum 2 crochets plastiques équipé d'un clameau de fixation sur rail inox 25x10 Infusion stand with 2 polyamide hooks equipped with one clamp for fixation on rail dim 25x10			ACC MULTIK05 Tablette de lecture sans clameau de fixation Reading tray without clamp
ACC-MULTIKALEDN Lampe de lecture à LED avec clameau de fixation Reading lamp with cold light with clamp			ACC 514-MULTIKA2/3 Protection plastique transparent largeur 60/70cm, pour jambière Plastic protection width 600/700mm, for legrest

Fauteuils Hémodialyse

Haemodialysis chairs



Électriques

Electric chairs

78





Gamme 945

945T

- Fauteuil électrique 3 parties
- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 55 à 90cm
- Commande par télécommande manuelle
- Dossier et jambière réglables par vérins électriques
- Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
- Avec tige porte-sérum 2 crochets plastique
- Sur 4 roulettes double galets à frein diam. 50mm
- Selle mousse Bultex, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg en dynamique
- 3 sections electric chair
Width 550mm
- Adjustable height from 55 to 90cm
- Hand remote control
- Adjustable backrest and legrest with electric jacks
- Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
- With infusion stand with 2 plastic hooks
- On 4 wheels with full brake diam. 50mm
- Upholstery with bultex foam, thickness 80mm
- Trendelenburg position
- Epoxy covering
- Load capacity: 130kg in dynamic



Gamme MULTIKA Version 2

MULT-V2-607-01

- Fauteuil électrique 3 parties
- Largeur assise 60cm, largeur hors-tout 85cm
- Hauteur variable de 56 à 96cm
- Commande par télécommande manuelle 10 boutons
- Dossier et jambière réglables par vérins électriques
- Equipé d'une paire de repose bras sur rotule, synchronisée avec le dossier
- Sur 4 roulettes diam. 150mm avec système de freinage centralisé
- Matelas monobloc, sellerie mousse viscoélastique, épaisseur 9cm
- Position de Trendelenburg
- Pied capoté gris (RAL 7035)
- Capacité de charge : 200kg en dynamique
- 3 sections multi-treatment chair
Width 600mm, width overall 850mm
- Adjustable height from 56 to 96cm
- Multifunction hand remote control 10 buttons
- Adjustable backrest and legrest with electric jacks
- Equipped with a pair of armrests on knee system, synchronized with the backrest
- With 4 wheels diam.150mm with a central brake system
- One section mattress upholstery made with viscoelastic foam, thickness 90mm
- Trendelenburg position
- Strong plastic base colour light grey (RAL 7035)
- Load capacity: 200kg in dynamic



Vous aimerez aussi: You may also like:

Réf. MULT-V2-605-01 : Idem MULT-V2-607-01 mais largeur 70cm et roulettes diam. 125mm
Same as MULT-V2-607-01 but width 700mm and wheels diam. 125mm



Les coloris

Colours

Selle non-feu
classée M1
Fire retardant
upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique

Upholstery-Classic range



Revêtement : Sellerie Gamme Urban

Upholstery-Urban range





<i>Piètement Peinture EPOXY</i> Base colour				
RAL 9003	RAL 1013	RAL 1015	RAL 6019	RAL 6033
RAL 6000	RAL 5017	RAL 5002	RAL 5000	RAL 7035
RAL 7016	RAL 9005	RAL 1018	RAL 3020	RAL 3003
<i>Attention brillant</i>				
ARGENT				

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your chairs and accessories, our screen-printing service remains at your disposal



Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
*Indicative colors
Please check with matching samples*



Les accessoires

Accessories

Gamme 945T

945T range



ACC 537
Jeu d'étaux diam. 14mm pour gouttières et étiers
Pair of clamps diam. 14mm for blood test splints and stirrups



ACC 125
Porte-rouleau papier
Paper roll holder



ACC 105
Jeu d'étiers inox standard diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups diam. 14mm, without clamp



ACC 964
Jeu de repos jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests in black polyurethane, diam. 14 mm, without clamp



SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repos jambes (ACC964), l'unité
Cover for legrests ACC964 in upholstery, the unit



ACC 514-GOUT
Protection gouttière en plastique transparent, l'unité
Plastic protection For blood test splint, the unit




ACC 514-ASSISE
Protection plastique pour assise
Plastic protection for seatrest



ACC 514-JAMBIÈRE
Protection plastique pour jambière
Plastic protection for legrest



ACC 9177
Tête amovible et réglable
Adjustable head rest



ACC 54001
Tête 1/2 lune largeur 60cm revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm fire retardant M1 class



ACC 910-PLATO2
Plateau inox support 340x340 avec étau
Stainless steel tray 340x340 with clamp



ACC 910-PLATO4
Plateau plastique support 350x270 avec étau
Plastic tray 350x270 with clamp




ACC 113U
Jeu de poignées de maintien latérales, sans étau
Pair of handles without clamp With U shape



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure sans étau, l'unité
Polyurethane blood test splint without clamp, the unit



Gamme MULTIKA Version 2
MULTIKA range V2



ACC-CAPOT
Peinture capot autre que le gris standard (7035) disponible en différents coloris
Base colour in a different colour than the standard light grey available in different colours



ACC CLAMEDIAM16
Clameau de fixation en aluminium pour fixation sur rail 25x10, l'unité diam. 14mm, diam. 16mm
Adaptation clamp in aluminium for fixation on rail dim 25x10, the unit diam. 14mm, diam. 16mm



ACC MULTIK12
Gouttière MULTIKA équipée d'un clameau pour fixation sur rail 25x10, l'unité
Arm rest for MULTIK2 chair with fixation clamp to fix on rail dim 25x10, the unit



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure sans étau, l'unité
Polyurethane blood test splint without clamp, the unit



ACC FEMINA02
Paire d'étriers sans clameau de fixation
Pair of stirrups, without clamp



ACC FEMINA964
Paire de repos jambes sur rotule mousse polyuréthane sans clameau de fixation
Pair of legrests on knee system without clamp



ACC BATTERIE01
Batterie, autonomie de 20 cycles (1 cycle = 1x montée/ descente + 1x montée/ descente du dossier)
Battery, capacity 20 cycles (1 cycle = 1x height's up/ down + 1x backrest's up/down)



ACC MULTIK02
Bouton position urgence
Emergency position button



ACC BARRMULV2-60
Paire de barrières de lit escamotables largeur 60cm
Pair of retractable security side rails width 600mm



ACC BARRMULV2-70
Paire de barrières de lit escamotables largeur 70cm
Pair of retractable security side rails width 700mm



ACC OVALIA03
Pédale multifonctions
Multifunction pedal



ACC MULTIK13
Support télécommande flexible longueur 65cm à fixer sur châssis avec étau
Flexible remote holder length 650mm to be fixed on frame with clamp



ACC MULTIK03
Tige porte-sérum 2 crochets plastiques équipé d'un clameau de fixation sur rail inox 25x10
Infusion stand with 2 polyamide hooks equipped with one clamp for fixation on rail dim 25x10



ACC MULTIK05
Tablette de lecture sans clameau de fixation
Reading tray without clamp



ACC-MULTIKALEDN
Lampe de lecture à LED avec clameau de fixation
Reading lamp with cold light with clamp



ACC 514-MULTIKA2
Protection plastique transparent pour jambière
Plastic protection for legrest






Zoom MULTIKA Version 2

MULT-V2-607-01



Pédiatrie

Pediatric



Tables

Pediatric tables

86

Divans

Pediatric couches

87



Tables de pédiatrie


Pediatric tables



Gamme Pédiatrie

PEDIA06T

- Table 1 partie
- Largeur 100cm, profondeur 72cm, hauteur 86cm
- Avec rebord sur 3 côtés
- Equipée d'un tiroir, d'un plateau et d'un porte-rouleau
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 5cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 80kg
- 1 section table
- Width 1000mm, depth 720mm, height 860mm
- With flange on 3 sides
- With one drawer, one tray to put accessories on and one paper roll holder
- Upholstery without visible seam, thickness 50mm
- Epoxy covering
- Load capacity : 80kg



Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. PEDIA03T : Idem PEDIA06T mais sans plateau, ni tiroir

Same as PEDIA06T but without tray and drawer

Réf. PEDIA04T : Idem PEDIA06T mais avec seulement un plateau

Same as PEDIA06T but with just a tray

Réf. PEDIA05T : Idem PEDIA06T mais avec seulement un tiroir

Same as PEDIA06T but with just a drawer




Divans de pédiatrie

Pediatric couches

Gamme ECOMAX Pédiatrique


PEDIADIVAN01



PEDIADIVAN02

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Tête-à-gaz réglable par 2 crémaillères indexables
- Equipé d'un porte-rouleau
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
- Pied peint époxy, coloris argent
- Capacité de charge : 150kg
- 2 sections examination couch
- Width 600mm, height 800mm
- Adjustable backrest with 2 indexable racks
- Equipped with one paper roll holder
- Stretched upholstery without visible seam, thickness 60mm
- Epoxy covering, silver colour
- Load capacity : 150kg

Vous aimerez aussi-You may also like :
Réf. PEDIADIVAN02 : idem PEDIADIVAN01 mais tête-à-gaz réglable par vérin à gaz
Same as PEDIADIVAN01 but adjustable headrest with gas jack



Gamme ECOMAX Pédiatrique

PEDIADIVAN04

- Divan 3 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Tête-à-gaz et jambière réglables par 2 crémaillères indexables
- Equipé d'un porte-rouleau
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
- Pied peint époxy, coloris argent
- Capacité de charge : 150kg
- 3 sections examination couch
- Width 600mm, height 800mm
- Adjustable backrest and legrest with two indexable racks
- Equipped with one paper roll holder
- Upholstery without visible seam, thickness 60mm
- Epoxy covering, silver colour
- Load capacity : 150kg




Les coloris Colours

Revêtement : Sellerie Gamme ECOMAX*
Upholstery-ECOMAX range



Galapagos Bahamas Blanc



Tahiti Malouines

Sellerie non-feu
classée M2
Fire retardant
upholstery, M1 class



Les coloris Colours

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range



Arno Garonne Potomac Amour Mississipi



St Laurent Rhône Missouri Seine Amazone

Sellerie non-feu
classée M1
Fire retardant
upholstery, M1 class

*Coloris standards pour gamme PEDIADIVAN, coloris Classique et Urban disponibles sur demande
Standard colours for PEDIADIVAN range, upholstery Classic range or Urban range available on request

Le saviez-vous ? Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos tables,
divans et accessoires, notre service sérigraphie reste à
votre écoute


You have the possibility to customize your tables, couches
and accessories, our screen-printing service remains
at your disposal



Abysse	Cendre	Origan	Géranium	Réglisse	Prune
Perle	Ficelle	Terre	Béton	Chataigne	Chocolat
Pensée	Pétrole	Turquoise	Granny	Absinthe	Ananas
Orange	Fuschia				



Piètement Peinture EPOXY
Base colour



Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Accessoires Gamme Pédiatrie
Pediatric range accessories



ACC 990
Jeu de 4 roulettes à frein
diam. 125mm
Set of 4 wheels with brake
diam. 125mm

Tableau des caractéristiques

Table of characteristics

TABLES DE PÉDIATRIE
Pediatric tables

Options	Plateau inférieur	Tiroir	Porte-rouleau
Options	Tray	Drawer	Exam sheet roller
PEDIA 03T	●	●	●
PEDIA 04T		●	●
PEDIA 05T			●
PEDIA 06T			●




DIVANS DE PÉDIATRIE
Pediatric couches

Nombre de parties	2 parties	3 parties
Number of sections	2 sections	3 sections
PEDIADIVANO1	●	●
PEDIADIVANO2		
PEDIADIVANO4		●



Fauteuils Esthétique *Aesthetic chairs*



Électriques

Electric chairs

94





Gamme INJEXIA

INJEXIA06

- Fauteuil 2 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 48 à 88cm
- Commande par pédale multifonctions
- Dossier électrique
- Equipé de 2 accoudoirs synchronisés avec le dossier et d'une tête réglable
- Sur roulettes côté tête et 2 patins réglables côté pieds
- Sellerie mousse viscoélastique, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 200kg en dynamique
- 2 sections aesthetic chair
- Width 600mm
- Adjustable height from 48 to 88cm
- Multifunction pedal
- Backrest adjustment with electric jack
- Equipped with 2 armrests synchronised with backrest and an adjustable headrest
- With 2 wheels on the head side and 2 adjustable skids on the foot side
- Design upholstery with viscoelastic foam, thickness 80mm
- Trendelenburg position
- Epoxy covering
- Load capacity : 200 kg in dynamic



Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. INJEXIA05 : Idem INJEXIA06 mais télécommande manuelle
Same as INJEXIA06 but hand remote control



Accessoires gamme INJEXIA

INJEXIA range accessories



ACCINJEXIA01
Mat support plateau équipé du plateau
Tray support with tray



ACCINJEXIA04
Coussin jambes pour transformation en table
Leg cushion to transform into table



ACCINJEXIA02
Bras support lampe non équipé d'une lampe
Stems for lamp's support without lamp



ACC CLAMEDIAM16
Clameau de fixation en aluminium pour fixation sur rail 25x10, l'unité diam. 14mm, diam. 16mm
Adaptation clamp in aluminium for fixation on rail dim 25x10, the unit diam. 14mm, diam. 16mm



Zoom INJEXIA

ACC INJEXIA01 (option)
Mat support plateau, avec plateau pour accessoires
Tray support with tray for accessories



2 accoudoirs amovibles synchronisés avec le dossier
2 removable armrests synchronised with backrest

Sellerie avec mousse viscoélastique pour un confort optimal
Upholstery made of viscoelastic foam for optimal comfort



Jambière non-inclinable, possibilité d'être horizontale avec l'ajout du coussin ACC INJEXIA04

No inclination of the legrest.
Possibility to make the chair horizontal by adding a cushion ACC INJEXIA04



Les coloris Colours

Sellerie non-feu
classée M1
Fire retardant
upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique

Upholstery-Classical range



Revêtement : Sellerie Gamme Urban

Upholstery-Urban range



Piètement Peinture EPOXY

Base colour



Attention brillant

ARGENT

Le saviez-vous ?

Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils,
notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your chairs,
our screen-printing service remains at your disposal



Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Tables de kinésithérapie et ostéopathie

Physiotherapy and osteopathy tables



Électriques

Electric tables

100-105

Fixes

Fixed height tables

106

Pliantes

Folding tables

107-110



Tables Électriques

Electric tables

Table idéale pour kinésithérapeutes
Ideal table for physiotherapists




Gamme 777

777 02-PREMIUM

- Table 2 plans
- Largeur 60cm, longueur tête 76cm
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Commande par cadre périphérique tout autour du pied
- Tête réglable par vérin à gaz
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
- Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique
- 2 sections table
- Width 600mm, backrest length 760mm
- Adjustable height from 50 to 99cm
- All around controller
- Adjustable backrest with gas jack
- Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm
- Face hole with plug
- Upholstery without visible seam, thickness 70mm
- HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²
- Epoxy covering
- Load capacity : 150kg in dynamic

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 777 02-LIGHT : Idem 777 02-PREMIUM mais sans roulettes, avec mousse ferme HR42 et commande par pédale multifonctions
Same as 777 02-PREMIUM but without wheels, with harder foam HR42 and pedal



Gamme 777

777 03

- Table 2 plans
- Largeur 60cm, longueur tête 45cm
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Commande par cadre périphérique tout autour du pied
- Tête réglable par vérin à gaz
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
- Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique
- 2 sections table
- Width 600mm, backrest length 450mm
- Adjustable height from 50 to 99cm
- All around controller
- Adjustable backrest with gas jack
- Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm
- Face hole with plug
- Upholstery without visible seam, thickness 70mm
- HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²
- Epoxy covering
- Load capacity : 150kg in dynamic



Gamme 777

777 04



- Table 2 plans
- Largeur 60cm, longueur tête 45cm
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Commande par cadre périphérique tout autour du pied
- Tête réglable par vérin à gaz
- Avec 2 appuis-bras réglables
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
- Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique
- 2 sections table
- Width 600mm, backrest length 450mm
- Adjustable height from 50 to 99cm
- All around controller
- Adjustable backrest with gas jack
- With 2 adjustable arm rests
- Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm
- Face hole with plug
- Upholstery without visible seam, thickness 70mm
- HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²
- Epoxy covering
- Load capacity : 150kg in dynamic



Gamme 777

777 05


- Table 3 plans
- Largeur 60cm, longueur tête 45cm
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Commande par cadre périphérique tout autour du pied
- Tête réglable par vérin à gaz
- Avec cyphose électrique
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
- Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique
- 3 sections table
- Width 600mm, backrest length 450mm
- Adjustable height from 50 to 99cm
- All around controller
- Adjustable backrest with gas jack
- With electric flexion position
- Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm
- Face hole with plug
- Upholstery without visible seam, thickness 70mm
- HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²
- Epoxy covering
- Load capacity : 150kg in dynamic




Gamme 777

777 06

- Table 3 plans
- Largeur 60cm, longueur tête 45cm
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Commande par cadre périphérique tout autour du pied
- Tête réglage par vérin à gaz
- Avec cyphose électrique et 2 appuis-bras réglables
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
- Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique
- 3 sections table
- Width 600mm, backrest length 450mm
- Adjustable height from 50 to 99cm
- All around controller
- Adjustable backrest with gas jack
- With electric flexion position and 2 adjustable armrests
- Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm
- Face hole with plug
- Upholstery without visible seam, thickness 70mm
- HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²
- Epoxy covering
- Load capacity : 150kg in dynamic



La partie corps peut être relevée comme un dossier
The longer body section can be straight up as a backrest



Le saviez-vous ?

Did you know ?

Les appuis-bras sont réglables indépendamment de la tête pour optimiser la position du patient sur le ventre

Armrests are adjustable independently of the headrest to optimize the patient position on his stomach






Gamme 999

999 26

- Table 2 plans
- Largeur 60cm, longueur tête-queue 76cm
- Hauteur variable de 48 à 95cm
- Commande par cadre périphérique tout autour du pied
- Tête-queue réglage par vérin à gaz
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 35mm
- Trou visage avec bouchon
- Avec porte-rouleau
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique
- 2 sections physiotherapy table
Width 600mm, backrest length 760mm
Adjustable height from 48 to 95cm
All around controller
Adjustable backrest with gas jack
Equipped with 4 removable wheels diam. 35mm
Face hole with plug
With exam sheet roller
Upholstery without visible seam, thickness 70mm
Epoxy covering
Load capacity : 150kg in dynamic



Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 99921 : Idem 99926 mais sans roulettes, télécommande manuelle
Same as 99926 but without wheels, hand remote control

Réf. 99922 : Idem 99926 mais sans roulettes, commande par pédale
Same as 99926 but without wheels, pedal

Réf. 99923 : Idem 99926 mais sans roulettes, avec cadre périphérique
Same as 99926 but without wheels, with all around controller

Réf. 99924 : Idem 99926 avec télécommande manuelle
Same as 99926 with hand remote control


Réf. 99925 : Idem 99926 avec commande par pédale
Same as 99926 with pedal



Gamme BOBATH

BOBATHVE02

- Table 1 plan
- Largeur 2m, longueur 1,20m
- Hauteur variable de 46 à 95cm
- Commande par pédale
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique
- 1 section physiotherapy table
Width 2000mm, length 1200mm
Adjustable height from 46 to 95cm
Pedal control
Upholstery without visible seam, thickness 70mm
Epoxy covering
Load capacity : 150kg in dynamic



Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. BOBATHVE01 : Idem BOBATHVE02 mais largeur 190cm
Same as BOBATHVE02 range but width 1900mm




Tables Fixes

Fixed height tables

Gamme BOBATH

BOBATH

- Table 2 plans
- Largeur 2m, longueur 2m
- Hauteur 50cm
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 4cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg
- 2 sections table
- Width 2000mm, length 2000mm
- Height 500mm
- Upholstery without visible seam, thickness 40mm
- Epoxy covering
- Load capacity : 150kg



Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. BOBATH2 : Idem BOBATH mais 1 plan 2000x1000mm
Same as BOBATH but 1 section 2000x1000mm



Gamme ECOMAXKINE

ECOMAXKINE600

- Table 2 plans
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Têteière réglable par vérin à gaz
- Avec porte-rouleau
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 5cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg
- 2 sections physiotherapy table
- Width 600mm, height 800mm
- Adjustable backrest with gas jack
- With exam sheet roller
- Upholstery without visible seam, thickness 50mm
- Epoxy covering
- Load capacity : 150kg

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. ECOMAXKINE700 : Idem ECOMAXKINE600 mais largeur 70cm
Same as ECOMAXKINE600 range but width 700mm

Tables Pliantes

Folding tables



Gamme 117

117 01

- Table valise
- Largeur 56cm, longueur 180cm
- Hauteur 80cm
- Sellerie coloris noir, épaisseur 4cm
- Pied peint époxy, coloris argent
- Capacité de charge : 110kg
- Poids de la table : 20kg
- Suitcase table
- Width 560mm, length 1800
- Height 800mm
- Black upholstery thickness 40mm
- Epoxy covering, silver colour
- Load capacity : 110kg
- Table weight : 20kg

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 117 02 : Idem 117 01 mais sellerie coloris blanc
Same as 117 02 range but white upholstery

Tables de kinésithérapie et ostéopathie

Physiotherapy and osteopathy tables

Tables de kinésithérapie et ostéopathie

Physiotherapy and osteopathy tables




Table très légère
facilement transportable
Very light table
easily transportable



Gamme WOOD

ALUMINIUM FMA241

- Table de massage 1 plan
- Largeur 70cm, longueur tête-queue 29cm
- Hauteur variable de 68 à 92cm
- Tête-queue multi-réglable et trou visage
- Avec sac de transport à roulettes
- Sellerie vinyle, épaisseur 5cm
- Châssis aluminium
- Capacité de charge : 200kg
- Poids de la table : 12,5kg
- 1 section massage table
- Width 700mm, headrest length 290mm
- Adjustable height from 68 to 92cm
- Multi-adjustable headrest and face hole
- With transport bag on wheels
- Vinyl upholstery, thickness 50mm
- Aluminium frame
- Load capacity : 200kg
- Table weight : 12,5kg



Coloris- Colors




Beige Bleu Chocolat Noir
Beige Blue Chocolate Black

Gamme WOOD

WOODPLUS FMA303

- Table de massage 2 plans
- Largeur 70cm, longueur tête-queue 60cm
- Hauteur variable de 63 à 88cm
- Tête-queue avec trou visage
- Avec sac de transport à roulettes
- Sellerie vinyle, épaisseur 5cm
- Châssis bois de hêtre
- Capacité de charge : 200kg
- Poids de la table : 17kg
- 2 sections massage table
- Width 700mm, backrest length 600mm
- Adjustable height from 63 to 88cm
- Headrest with face hole
- With transport bag on wheels
- Vinyl upholstery, thickness 50mm
- Beech wood frame
- Load capacity : 200kg
- Table weight : 17kg



Coloris- Colors



Beige Bleu Chocolat Noir
Beige Blue Chocolate Black



Gamme WOOD

WOOD FMA204

- Table de massage 1 plan
- Largeur 70cm, longueur tête à 29cm
- Hauteur variable de 63 à 88cm
- Tête à multi-réglable et trou visage
- Avec sac de transport à roulettes
- Sellerie vinyle, épaisseur 5cm
- Châssis bois de hêtre
- Capacité de charge : 200kg
- Poids de la table : 14kg
- 1 section massage table
- Width 700mm, headrest length 290mm
- Adjustable height from 63 to 88cm
- With a multi-adjustable headrest and face hole
- With transport bag on wheels
- Vinyl upholstery, thickness 50mm
- Beech wood frame
- Load capacity : 200kg
- Table weight : 14kg

Coloris- Colors




Beige

Bleu

Chocolat

Noir



Gamme WOOD

WOODCHAISE FMA005

- Chaise de massage
- Hauteur minimum 50cm inclinable
- Avec coussin poitrine ajustable, siège ajustable, tête à multi-réglable et rabattable, repose bras réglable
- Avec un sac de transport
- Sellerie vinyle, épaisseur 5cm
- Châssis en aluminium articulé et pliable
- Capacité de charge : 120kg
- Poids de la chaise : 7kg
- Folding massage chair
- Minimum height 500mm tilttable
- With adjustable chest cushion, adjustable seat, multi-adjustable folding headrest and adjustable armrest
- With transport bag
- Vinyl upholstery, thickness 50mm
- Folding articulated aluminium frame
- Load capacity : 120kg
- Chair weight : 7kg

Coloris- Colors



Beige

Bleu

Chocolat

Noir

Les coloris

Colours

Sellerie non-feu
classée MI
Fire retardant
upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique

Upholstery-Classical range



Arno




Garonne



Potomac




Amour



Mississipi



St Laurent




Rhône



Missouri



Seine




Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban

Upholstery-Urban range



Abysse




Cendre




Origan



Géranium



Réglisse



Prune



Perle




Ficelle



Terre



Béton




Chataigne




Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate



Piètement Peinture EPOXY

Base colour



Attention brillant

ARGENT



RAL 9005



Pied peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035), en standard
D'autres coloris sont disponibles sur demande

Epoxy covering, base colour light grey in standard
On request, over colours are available



Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Les accessoires

Accessories

Les coussins
Cushions




COUSSIN-001
Coussin rectangulaire, mousse HR
dim. 440x200x75mm
Rectangular cushion with HR foam
dim. 440x200x75mm



COUSSIN-002
Coussin 1/2 cylindrique,
mousse HR
dim. 450x120mm, rayon 120mm
Half cylindric cushion HR foam,
dim. 450x120mm, radius 120mm



COUSSIN-003
Coussin cylindrique, mousse HR
dim. 440x200x75mm
Cylindric cushion with HR foam
dim. 440x200x75mm



COUSSIN-004
Coussin triangulaire,mousse HR
dim. 600x500x300mm
Triangular cushion with HR foam
dim. 600x500x300mm

Gamme 777
777 range



ACC 125-KINE
Porte-rouleau papier
pour tables largeur 60cm
Paper roll holder
for tables width 600mm



ACC 125-KINE-700
Porte-rouleau papier
pour tables largeur 70cm
Paper roll holder
for tables width 700mm




KINEGYNECO
Paire d'étaux et paire d'étriers
chromés
Pair of chromed stirrups and clamps




GYNECOLUXE
Paire d'étaux et paire de repos
jambes sur rotule
Pair of legrests and clamps



SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repos jambes
(ACC964), l'unité
Cover for legrests ACC964
in upholstery, the unit




ACC 54001
Têteière 1/2 lune largeur 60cm
revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm
fire retardant M1 class



Gammes BOBATH-ECOMAXKINE-970-117

BOBATH-ECOMAXKINE-970-117 range



ACC 54001
Têteière 1/2 lune largeur 60cm
revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm
fire retardant M1 class



ACC 54005
Têteière 1/2 lune largeur 55cm
revêtement non feu M1
Half moon head rest width 550mm
fire retardant M1 class



ACC 832
Trou visage avec bouchon
Face hole with plug



ACC 11703
Housse plastique
pour table valise
Plastic cover for suitcase table

Le saviez-vous ? Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos tables,
et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre
écoute

You have the possibility to customize your tables
and accessories, our screen-printing service remains
at your disposal



Tableau des caractéristiques

Table of characteristics

TABLES ÉLECTRIQUES

GAMME 777

Electric tables
777 range

777 02-PREMIUM
777 02-LIGHT
777 03
777 04
777 05
777 06
777 07

Nombre de parties Number of sections

2 parties 2 sections	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
-------------------------	---

3 parties 3 sections

	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
--	---

Type de commande Controller

Pédale multifonctions Multifunction pedal	<input type="radio"/>
---	-----------------------

Commande périphérique All around controller

<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
-----------------------	---

Appuis-bras Arms rests

Oui Yes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
------------	-----------------------	---

Non No

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
---	-----------------------


Cyphose électrique Electric flexion position

Oui Yes	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
------------	---	---

Non No


<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
---	-----------------------





Cages de pouliethérapie

Pulleytherapy cages





Gamme POULIETHÉRAPIE
750 01

- Cage d'angle
- Longueur 200cm, largeur 100cm, hauteur 200cm
- Armature en tube acier
- 4 panneaux 200x100cm, 1 renfort, grillage 5x5cm
- Pied peint époxy
- Angle pulleytherapy cage
- Length 2000mm, width 1000mm, height 2000mm
- Steel tube frame
- 4 panels 2000x1000mm, 1 stiffening part, metal grating 50x50mm
- Epoxy covering

Gamme POULIETHÉRAPIE

750 01

- Cage d'angle
- Longueur 200cm, largeur 100cm, hauteur 200cm
- Armature en tube acier
- 4 panneaux 200x100cm, 1 renfort, grillage 5x5cm
- Pied peint époxy
- Angle pulleytherapy cage
- Length 2000mm, width 1000mm, height 2000mm
- Steel tube frame
- 4 panels 2000x1000mm, 1 stiffening part, metal grating 50x50mm
- Epoxy covering



Gamme POULIETHÉRAPIE

755 01

- Panneau mural
- Dimensions
 - 1 panneau de fond : 200x100cm
 - 1 panneau supérieur : 100x100cm
- Armature en tube acier
- 2 panneaux, 2 renforts, grillage 5x5cm
- Pied peint époxy
- Wall panel
- Dimensions:
 - 1 bottom panel : 2000x1000mm
 - 1 upper panel : 1000x1000mm
- Steel tube frame
- 2 panels, 2 stiffening parts, metal grating 50x50mm
- Epoxy covering



Gamme POULIETHÉRAPIE



760 01

- Avancée d'espalier
- Largeur 70cm, profondeur 60cm
- Armature en tube acier
- 1 panneau, 2 renforts, grillage 5x5cm
- Pied peint époxy
- Upper panel
- Width 700mm, depth 600mm
- Steel tube frame
- 1 panel, 2 stiffening parts, metal grating 50x50mm
- Epoxy covering



Porte-sérum

Infusion stands



Fût inox

Stainless steel drum

122

Fût peint époxy

Epoxy covering drum

123

Pliant

Foldable

123

Porte-sérum

Infusion stands



Gamme 320


320 02INO25

- Porte-sérum 2 crochets sécurité polyamide
- Fût inox diam. 25mm
- Tige inox
- Base ABS noir, empattement diam. 55cm
- Hauteur réglable de 1 à 2m
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm
- Infusion stand 2 polyamide hooks*
- Stainless steel drum diam. 25mm*
- Stainless steel stem*
- Black ABS base diam. 550mm*
- Adjustable height from 1 to 2m*
- On 5 rotating wheels diam. 50mm*



Porte-sérum

Infusion stands



Gamme 320

320 01

- Porte-sérum 2 crochets sécurité polyamide
- Fût peint époxy diam. 30mm
- Tige inox
- Base ABS noir, empattement diam. 55cm
- Hauteur réglable de 1 à 2m
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm
- Infusion stand 2 polyamide hooks*
- Epoxy covering drum diam. 30mm*
- Stainless steel stem*
- Black ABS base diam. 550mm*
- Adjustable height from 1 to 2m*
- On 5 rotating wheels diam. 50mm*



Gamme 320

320 05INO25+BI

- Porte-sérum 2 crochets sécurité inox
- Fût inox diam. 25mm
- Tige et bague de serrage inox
- Base ABS noir, empattement diam. 55cm
- Hauteur réglable de 1 à 2m
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm
- Infusion stand 2 stainless steel hooks*
- Stainless steel drum diam. 25mm*
- Stainless steel stem and screw button*
- Black ABS base diam. 550mm*
- Adjustable height from 1 to 2m*
- On 5 rotating wheels diam. 50mm*



Gamme 320

320 06INOALU

- Porte-sérum 4 crochets sécurité inox
- Fût inox diam. 30mm
- Tige inox
- Base aluminium, empattement diam. 60cm
- Hauteur réglable de 1 à 2m
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm
- Infusion stand 4 stainless steel hooks*
- Stainless steel drum diam. 30mm*
- Stainless steel stem*
- Aluminium base diam. 600mm*
- Adjustable height from 1 to 2m*
- On 5 rotating wheels diam. 50mm*

Gamme 325

325 02

- Porte-sérum 2 crochets sécurité et 2 porte-bouteilles chromés
- Fût peint époxy diam. 30mm
- Tige chromée
- Base ABS noir, empattement diam. 55cm
- Hauteur réglable de 1 à 2m
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm
- Chromed infusion stand 2 security hooks and 2 bottle holders*
- Epoxy covering drum diam. 30mm*
- Chromed stem*
- Black ABS base diam. 550mm*
- Adjustable height from 1 to 2m*
- On 5 rotating wheels diam. 50mm*



Gamme 315

315

- Porte-sérum pliant inox
- 2 crochets sécurité polyamide
- Hauteur réglable de 105 à 150cm
- Dimension plié : 110cm
- Avec housse de transport
- Empattement diam. 55cm
- Stainless steel foldable infusion stand*
- 2 polyamide hooks*
- Adjustable height from 105 to 150cm*
- Dimensions when folded : 1100mm*
- With transport cover*
- Base diam. 550mm*



Tableau des caractéristiques

Table of characteristics

GAMME 320 320 range

Fût peint époxy Epoxy covering drum						
	2 crochets polyamide sécurité 2 polyamide security hooks	4 crochets polyamide sécurité 4 polyamide security hooks	2 crochets inox sécurité 2 stainless steel security hooks	4 crochets inox sécurité 4 stainless steel security hooks		
Base ABS noir diam. 55cm Black ABS base diam. 550mm 	32001	32014	32003INO	32004INO		
Base aluminium Aluminium base 	Diam. 500mm	32001 ALU500	32014 ALU500	32003 INOALU500	32004 INOALU500	
	Diam. 600mm	32001ALU	32014ALU	32003 INOALU	32004 INOALU	
Base inox diam. 55cm Stainless steel base diam. 550mm 						



NEW : Nouvelle base

- Pleine sans nid d'abeille en dessous
- Hygiène optimale, simple et rapide

NEW : Base for infusion stand

- Full structure without honeycomb under the base
- Quick and easy cleaning

Fût chromé Chromed drum				Fût inox Stainless steel drum			
2 crochets polyamide sécurité 2 polyamide security hooks	4 crochets polyamide sécurité 4 polyamide security hooks	2 crochets inox sécurité 2 stainless steel security hooks	4 crochets inox sécurité 4 stainless steel security hooks	2 crochets polyamide sécurité 2 polyamide security hooks	4 crochets polyamide sécurité 4 polyamide security hooks	2 crochets inox sécurité 2 stainless steel security hooks	4 crochets inox sécurité 4 stainless steel security hooks
32002CHR	32013CHR			32002INO	32013INO		
				32002* INO25	32013* INO25		
				32002 INOALU500	32013 INOALU500	32005 INOALU500	32006 INOALU500
				32002 INOALU	32013 INOALU	32005 INOALU	32006 INOALU
				32050 INOX	32051 INOX	32052 INOX	32053 INOX

* Gamme fût inox diam. 25mm
Range with stainless steel drum diam.25mm



Les coloris Colours

Piètement Peinture EPOXY Base colour				
RAL 9003	RAL 1013	RAL 1015	RAL 6019	RAL 6033
RAL 6000	RAL 5017	RAL 5002	RAL 5000	RAL 7035
RAL 7016	RAL 9005	RAL 1018	RAL 3020	RAL 3003
<i>Attention brillant</i>				
ARGENT				



Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples





Les accessoires Accessories

Gamme 320 320 range

	ETOILE Nouvelle base alourdie laquée centre de gravité bas New heavy painted base Low gravity center		ACC 320AL Alourdisseur 3,2kg Weight to add 3,2kg
	NEW Nouvelle base ABS design New painted design ABS base		ACC 320BGS Bague de serrage inox Clamping serrating system in stainless steel
	ACC 32021INO Plateau inox réglable 34x34cm Stainless steel tray 340x340mm		ACC 32023INO Plateau inox réglable 32x26cm Stainless steel tray 320x260mm
	ACC 320-PLATO-PC Plateau plastique réglable 35x27cm Plastic adjustable tray 350x270mm		ACC 320-PLATO-PP Plateau plastique réglable 35x27cm pour passage autoclave Plastic adjustable tray 350x270mm for special use
	ACC 32027INO Plateau inox 31,5x27,5cm pousse seringue Stainless steel tray 315x275mm syringe pusher		ACCROULETTE-02 5 roulettes simple galet diam. 50mm 5 wheels with single castor diam. 50mm
	ACCROULETTE-03 5 roulettes double galet sol dur diam. 50mm 5 wheels double castor hard surface diam. 50mm		ACCROULETTE-04 5 roulettes antistatiques diam. 50mm 5 antistatic wheels diam. 50mm

Lampes médicales

Medical lamps



Halogènes

Halogen

130

LED

LED

131

Infrarouge

Infrared

132

Lampe de wood

Wood's lamp

132

Lampe loupe

Magnifying lamp

132



Gamme 173- Halogène 20W

173 01

- Lampe halogène 20W, coloris blanc
- Longueur bras flexible 65cm
- Intensité lumineuse : 300 Lumens-3000° Kelvin
- Eclairement 23000 Lux à 50cm
- Ampoule dichroïque 12V
- Tête de lampe diam. 7cm montée sur rotule d'orientation
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes
- Halogen lamp 20W, white colour
- Flexible arm, length 650mm
- Light intensity : 300 Lumens-3000° Kelvin
- Luminous power : 23000 Lux / 50cm
- Dichroic source 12V
- Head diam. 70mm mounted on orientation joint
- Power cable length : 3m
- Epoxy covering- 5 rotating wheels

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 173 02 : Idem 173 01 mais coloris noir

Same as 173 01 but black colour

Réf. 173 03 : Idem 173 01 mais support mural

Same as 173 01 but wall-mounted

Réf. 173 04 : Idem 173 02 mais support mural

Same as 173 02 but wall-mounted

Lampe idéale pour médecine générale & infirmière
Ideal lamp for general medicine & nursing



Gamme 174- Halogène 50W

174 01

- Lampe halogène 50W, coloris blanc
- Longueur bras flexible 65cm
- Intensité lumineuse : 870 Lumens-3000° Kelvin
- Eclairement 40000 Lux à 50cm
- Ampoule dichroïque 12V
- Tête de lampe diam. 11cm montée sur rotule d'orientation
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes
- Halogen lamp 50W, white colour
- Flexible arm length 650mm
- Light intensity : 870 Lumens-3000° Kelvin
- Luminous power : 40000 Lux / 50cm
- Dichroic source 12V
- Head diam. 110mm mounted on orientation joint
- Power cable length : 3m
- Epoxy covering- 5 rotating wheels

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 174 02 : Idem 174 01 mais coloris noir

Same as 174 01 but black colour

Réf. 176 01 : Idem 174 01 mais support mural

Same as 174 01 but wall-mounted



Gamme 188- LED 7W

188 01

- Lampe LED 7W, coloris blanc
- Longueur bras flexible 65cm
- Intensité lumineuse : 980 Lumens-4500° Kelvin
- Eclairement 60000 Lux à 50cm
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes
- LED lamp 7W, white colour
- Flexible arm length 650mm
- Light intensity : 980 Lumens-4500° Kelvin
- Luminous power : 60000 Lux / 50cm
- Power cable length : 3m
- Epoxy covering- 5 rotating wheels

Vous aimerez aussi-You may also like :
Réf. 188 02 : Idem 188 01 mais coloris noir
Same as 188 01 but black colour



Gamme 178- Lumière froide

178 01

- Lampe LED 4,2W (faisceau 25°), coloris blanc
- Longueur bras flexible 65cm
- Intensité lumineuse : 420 Lumens-4500° Kelvin
- Eclairement 7000 Lux à 50cm
- Tête de lampe diam. 6cm montée sur rotule d'orientation
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes
- LED lamp 4,2W (beam 25°), white colour
- Flexible arm, length 650mm
- Light intensity : 420 Lumens-4500° Kelvin
- Luminous power : 7000 Lux / 50cm
- Head diam.60mm mounted on orientation joint
- Power cable length : 3m
- Epoxy covering- 5 rotating wheels

Vous aimerez aussi-You may also like :
Réf. 178 02 : Idem 178 01 mais coloris noir
Same as 178 01 but black colour

Réf. 178 03 : Idem 178 01 mais support mural

Same as 178 01 but wall-mounted

Réf. 178 04 : Idem 178 02 mais support mural

Same as 178 02 but wall-mounted



Lampe idéale gynécologie, à monter sur divan
Ideal lamp for gynaecology, to be put on couch

Gamme FEMINA- LED compacte

ACCFEMINALEDN

- Lampe LED 4,2W (faisceau 10°), coloris noir
- Longueur bras flexible 1m
- Intensité lumineuse : 420 Lumens-4500° Kelvin
- Eclairement 27000 Lux à 50cm
- Tête de lampe diam. 6cm, montée sur rotule d'orientation
- Equipée d'un deuxième interrupteur sur la tête de lampe
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- LED lamp 4,2W (beam 10°), black colour
- Flexible arm length 1m
- Light intensity : 420 Lumens-4500° Kelvin
- Luminous power : 27000 Lux / 50cm
- Head diam.60mm mounted on orientation joint
- Equipped with a second switch on the lamp head
- Power cable length : 3m



Gamme 172- Infrarouge

172 01

- Lampe infrarouge thérapeutique 250W, coloris blanc
- Longueur bras flexible 86cm (dont 34cm rigide)
- Longueur d'onde : 1200nm
- Ampoule IR (E27)
- Tête de lampe diam. 26cm montée sur rotule d'orientation
- Câble d'alimentation longueur : 4m
- Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes
- Infrared lamp 250W, white colour
- Flexible arm length 860mm (with 340mm rigid part)
- Wavelength : 1200nm
- IR (E27) bulb
- Head diam.260mm mounted on orientation joint
- Power cable length : 4m
- Epoxy covering- 5 rotating wheels



Lampe idéale
kinésithérapie,
ostéopathie, chiropraxie
*Ideal lamp
physiotherapy,
osteopathy, chiropractic*



Gamme 177- Lampe de Wood

177 05

- Lampe de Wood portable 9W, coloris noir
- Dimensions : 34x10cm
- Longueur d'onde : 370nm
- Tube fluorescent
- Câble d'alimentation longueur : 2,8m
- Poids en main : 250g
- Portable Wood's lamp 9W, black colour
- Dimensions : 340x100mm
- Wavelength : 370nm
- Fluorescent tube
- Power cable length : 2,8m
- Weight in hand : 250g

Lampe idéale
dermatologie
*Ideal lamp
for dermatology*

Gamme 179- Loupe

179 01

- Lampe LED loupe circulaire 4W, coloris blanc
- Longueur bras flexible 86cm
- Intensité lumineuse : 300 Lumens-6400° Kelvin
- Eclairage 2500 Lux à 10cm
- Longueur d'onde : 1200nm
- Avec lentille en verre minéral diam. 12cm (5 dioptres)
- Equipée d'une pince étau
- Câble d'alimentation longueur : 1,5m
- Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes
- Circular magnifying lamp 4W, white colour
- Flexible arm length 860mm
- Light intensity: 300 Lumens- 6400° Kelvin
- Luminous power : 2500 Lux/10cm
- Wavelength : 1200nm
- With a (5 dioptres) mineral glass lens diam. 120mm
- Power cable length : 1,5m
- Epoxy covering- 5 rotating wheels



Lampe idéale
dermatologie
*Ideal lamp
for dermatology*



Zoom Lampe LED 178 01

Lampe LED d'examen design et épuré


LED lamp with design conception

Lampe idéale
pour médecine générale
& infirmière
*Ideal lamp
for general medicine
& nursing*

Flexible modulable et résistant
Flexible arm very versatile and resistant

Pied peint époxy
Epoxy covering base

Tête compacte en forme de
"goutte d'eau"
Compact head in "water drop" shape



Roulettes pivotantes
Swivelling wheels

Découvrez notre lampe LED 178 01 au design pratique et élégant grâce à sa tête en forme de goutte d'eau. Son bras flexible vous apportera la liberté d'agilité que vous souhaitez. Et son pied peint époxy aux roulettes pivotantes vous permettront une mobilité assurée.

Discover our LED lamp ref 17801 with practical and elegant design thanks to its water drop head's shape, its flexible arm will give you a lot of different movement's possibilities. Its epoxy covering base with swivelling wheels will ensure an easy move.

Guéridons *Trolleys*



Plateaux bois

Laminated trays

136

Plateaux inox

Stainless steel trays

139

Meuble assistant

Doctor's help unit

139



Gamme 243

243 01

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc
- Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 80cm
- Sur 4 roulettes pivotantes diam. 50mm
- Pied peint époxy
- Poids max supportable : 50kg
- 2 white laminated trays trolley
- Width 400mm, length 600mm, height 800mm
- On 4 wheels diam. 50mm
- Epoxy covering
- Maximum load capacity : 50kg

Vous aimerez aussi-You may also like :

- Réf. 243 02 : Idem 243 01 mais avec galeries
Same as 243 01 but with guard rails
Réf. 243 03 : Idem 243 01 mais 40x40cm
Same as 243 01 but 400x400mm
Réf. 243 04 : Idem 243 01 mais avec galeries et 40x40cm
Same as 243 01 but with guard rails and 400x400mm
Réf. 243 06 : Idem 243 01 mais 3 plateaux
Same as 243 01 but 3 trays
Réf. 243 07 : Idem 243 01 mais 3 plateaux avec galeries
Same as 243 01 but 3 trays with guard rails
Réf. 243 08 : Idem 243 01 mais 3 plateaux et 40x40cm
Same as 243 01 but 3 trays and 400x400mm
Réf. 243 09 : Idem 243 01 mais 3 plateaux avec galeries et 40x40cm
Same as 243 01 but 3 trays with guard rails and 400x400mm



Livré démonté
Delivered disassembled



Gamme 4000

4000

- Meuble bois stratifié blanc
- Largeur 40cm, longueur 56cm, hauteur 90cm
- Equipé de 3 tiroirs coulissants et galerie sur 3 côtés
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm
- Pied oblique, peint époxy
- Poids max supportable : 50kg
- White wooden stratified cupboard
- Width 400mm, length 560mm, height 900mm
- Equipped with 3 drawers and 3 guard rails
- On 5 wheels diam. 50mm
- Special foot, epoxy covering
- Maximum load capacity : 50kg

Vous aimerez aussi-You may also like :
Réf. 4100 : Idem 4000 mais pied central 5 branches
Same as 4000 but central foot, 5 branches base

Gamme 270-280

280 06

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc
- Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 80cm
- Equipé de galeries
- Sur 4 roulettes pivotantes diam. 50mm
- Pied peint époxy
- Poids max supportable : 50kg
- 2 white laminated trays trolley
- Width 400mm, length 600mm, height 800mm
- Equipped with guard rails
- On 4 wheels diam. 50mm
- Epoxy covering
- Maximum load capacity : 50kg

Vous aimerez aussi-You may also like:
Réf. 270 06: Idem 280 06 mais 40x40cm
Same as 280 06 but 400x400mm



Gamme 243

243 10

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc
- Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 80cm
- Equipé d'un tiroir
- Sur 4 roulettes pivotantes diam. 50mm
- Pied peint époxy
- Poids max supportable : 50kg
- 2 white laminated trays trolley
- Width 400mm, length 600mm, height 800mm
- Equipped with one drawer
- On 4 wheels diam. 50mm
- Epoxy covering
- Maximum load capacity : 50kg

Vous aimerez aussi-You may also like :
Réf. 243 11 : Idem 243 10 mais avec 2 tiroirs
Same as 243 10 but 2 drawers
Réf. 243 12 : Idem 243 10 mais avec 3 tiroirs
Same as 243 10 but with 3 drawers
Réf. 243 13 : Idem 243 10 mais 40x40cm
Same as 243 10 but 400x400mm
Réf. 243 14 : Idem 243 10 mais avec 2 tiroirs et 40x40cm
Same as 243 13 but with 2 drawers and 400x400mm





Gamme 3000

3061

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc
- Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 80cm
- Equipé d'un tiroir
- Sur 4 roulettes diam. 50mm
- Pied peint époxy
- Poids max supportable : 50kg
- 2 white laminated trays trolley
- Width 400mm, length 600mm, height 800mm
- Equipped with one drawer
- On 4 wheels diam. 50mm
- Epoxy covering
- Maximum load capacity : 50kg

Vous aimerez aussi- You may also like :

Réf. 3060 : Idem 3061 mais sans tiroir
Same as 3060 but without drawer

Réf. 3070 : Idem 3060 mais 40x40cm
Same as 24310 but 400x400mm

Réf. 3071 : Idem 3061 mais 40x40cm
Same as 24310 but 400x400mm

Gamme OMEGA-268

OMEGA 01

- Guéridon 3 plateaux bois stratifié blanc
- Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 89cm
- Equipé de galeries arrières
- Sur 4 roulettes diam. 50mm
- Pied peint époxy
- Poids max supportable : 50kg
- 3 white laminated trays trolley
- Width 400mm, length 600mm, height 890mm
- Equipped with guard rails on the back
- On 4 wheels diam. 50mm
- Epoxy covering
- Maximum load capacity : 50kg

Vous aimerez aussi- You may also like :

Réf. 268 : Idem OMEGA01 mais 45x40cm, hauteur 1m et sans galerie
Same as OMEGA01 but 450X400mm, lenght 1m and without guard rail



Gamme 881

8812761

- Guéridon 2 plateaux inox
- Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 80cm
- Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 80mm
- Poids max supportable : 30kg
- 2 stainless steel trays trolley
- Width 400mm, length 600mm, height 800mm
- On 4 wheels, 2 of them with brakes diam. 80mm
- Maximum load capacity : 30kg

Vous aimerez aussi- You may also like :

Réf. 8812767 : Idem 8812761 mais avec 3 plateaux
Same as 8812761 but with 3 trays

Réf. 8812771 : Idem 8812761 mais 70x50cm
Same as 8812761 but 700x500mm

Réf. 8812777 : Idem 8812761 mais 3 plateaux et 70x50cm
Same as 8812767 but 3 trays and 700x500mm

8812762 (option)
Jeu de 4 galeries inox pour plateau 60x40cm
Set of 4 guard rails for tray dimensions 600 x 400mm



Meuble idéal pour les prélèvements
Doctor's help unit ideal for samples




Gamme 5060

5060

- Meuble assistant polyéthylène
- Largeur 45cm, longueur 60cm, hauteur 86cm
- Equipé de 2 tiroirs
- Sur 4 roulettes pivotantes dont 2 à freins diam. 50mm
- Capacité de charge :
 - Petit tiroir : 3kg
 - Grand tiroir : 7kg
- Polyethylene doctor's help unit
- Width 450mm, length 600mm, height 860mm
- Equipped with two drawers
- On 4 wheels, 2 of them with brakes diam. 50mm
- Load capacity :
 - Small drawer : 3kg
 - Large drawer : 7kg

Vous aimerez aussi- You may also like :

Réf. 5061 : Idem 5060 mais avec 3 tiroirs
Same as 5060 but 3 drawers



Paravents

Folding screens





Gamme 116

116 03

- Paravent 3 panneaux
- Longueur déplié 2m, hauteur 1,8m
- Largeur panneaux : 70x60x70cm
- Armature en tube acier carré
- Panneaux reliés par des charnières
- Equipé de 6 roulettes diam. 50mm
- Toile en revêtement non-feu classée M1
- Pied peint époxy
- *Folding screens 3 panels*
- *Unfold length 2m, height 1,8m*
- *Panels width: 700x600x700mm*
- *Structure in square steel tubes*
- *Panels mounted on hinges*
- *Equipped with 6 wheels diam. 50mm*
- *Fire retardant upholstery, M1 class*
- *Epoxy covering*



Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 116 01PB : Idem 116 03 mais toile plastique blanc
Same as 116 03 but with 3 panels in white plastic



Gamme 118

118 03

- Paravent 3 panneaux
- Longueur déplié 2,19m, hauteur 1,8m
- Largeur panneaux : 72x75x72cm
- Armature en tube acier rond
- Panneaux reliés par des fermetures zip
- Equipé de 10 roulettes diam. 50mm
- Toile en revêtement non-feu classée M1
- Pied peint époxy
- *Folding screens 3 panels*
- *Unfold length 2,19m, height 1,8m*
- *Panels width: 720x750x720mm*
- *Structure in round steel tubes*
- *Panels mounted with zip*
- *Equipped with 10 wheels diam. 50mm*
- *Fire retardant upholstery, M1 class*
- *Epoxy covering*

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 118 02 : Idem 118 03 mais 2 panneaux
Same as 118 03 but with 2 panels

Réf. 118 04 : Idem 118 03 mais 4 panneaux
Same as 118 03 but with 4 panels



Gamme 119

119 03-PB

- Paravent 3 panneaux
- Longueur déplié 2m, hauteur 1,8m
- Largeur panneaux : 70x60x70cm
- Armature en tube acier carré
- Panneaux reliés par des charnières
- Equipé de 6 roulettes diam. 50mm
- PVC blanc non-feu classé M1
- Pied peint époxy, coloris argent ou blanc
- *Folding screens 3 panels*
- *Unfold length 2m, height 1,8m*
- *Panels width: 700x600x700mm*
- *Structure in square steel tubes*
- *Panels mounted on hinges*
- *Equipped with 6 wheels diam. 50mm*
- *White PVC, fire retardant, M1 class*
- *Epoxy covering, silver or white colour*



Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 119 02PB : Idem 119 03PB mais 2 panneaux
Same as 119 03PB but 2 panels

Réf. 119 04PB : Idem 119 03PB mais 4 panneaux
Same as 119 03PB but 4 panels



Gamme 881 58

881 58 13

- Paravent 3 panneaux
- Longueur déplié 1,44m, hauteur 1,7m
- Largeur panneaux : 44x44x44cm
- Armature en tube chromé
- Equipé de 6 roulettes diam. 50mm
- Toile plastique blanche lavable non-feu classée M1
- *Folding screens 3 panels*
- *Unfold length 1,44m, height 1,7m*
- *Panels width: 440x440x440mm*
- *Chromed structure*
- *Equipped with 6 wheels diam. 50mm*
- *Screens in white washable plastic, fire retardant, M1 class*



Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 881 58 12 : Idem 881 58 13 mais 2 panneaux
Same as 881 58 13 but with 2 panels

Réf. 881 58 14 : Idem 881 58 13 mais 4 panneaux
Same as 881 58 12 but with 4 panels



Les coloris Colours

Sellerie non-feu
classée M1
Fire retardant
upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique

Upholstery-Classical range



Revêtement : Sellerie Gamme Urban

Upholstery-Urban range



Piètement Peinture EPOXY

Base colour



Attention brillant

ARGENT

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos paravents,
notre service sérigraphie reste à votre écoute
You have the possibility to customize your folding screens,
our screen-printing service remains at your disposal




Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples



Marchepieds

Step tools



1 marche

1 step

148

2 marches

2 steps

148-149

3 marches

3 steps

150

Phlébologie

Phlebology

150



Gamme ECOMAXMAR

ECOMAX/MAR1

- Marchepied 1 marche
- Dimensions de la marche : 39x20cm
- Hauteur de la marche : 24,5cm
- Tube acier carré
- Marche revêtement en ABS noir
- Pied peint époxy, coloris argent
- Step tool 1 step
- Step dimensions : 390x200mm
- Height of the first step : 245mm
- Square steel tube structure
- Step in black ABS
- Epoxy covering, silver colour



Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. ECOMAX/MAR : Idem ECOMAX/MAR1 mais marche ABS blanc
Same as ECOMAX/MAR1 but step in white ABS



Gamme 56

56 06

- Marchepied 2 marches
- Dimensions des marches : 34x15cm
- Hauteur de la 1ère marche : 23cm
- Tube rond
- Marches revêtement ABS noir
- Pied peint époxy
- Step tool 2 steps
- Steps dimensions : 340x150mm
- Height of the first step : 230mm
- Round tube structure
- In black ABS
- Epoxy covering



Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 55 02 : Idem 55 06 mais marches ABS blanc
Same as 55 06 but steps in white ABS
Réf. 55 04 : Idem 55 06 mais marches revêtement sellerie classée M1
Same as 55 06 but steps in upholstery, M1 class

Gamme 55

55 06

- Marchepied 2 marches
- Dimensions des marches : 34x15cm
- Hauteur de la 1ère marche : 23cm
- Tube acier carré
- Marches revêtement ABS noir
- Pied peint époxy
- Step tool 2 steps
- Steps dimensions : 340x150mm
- Height of the first step : 230mm
- Square steel tube structure
- Steps in black ABS
- Epoxy covering

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 55 02 : Idem 55 06 mais marches revêtement ABS blanc
Same as 55 06 but steps in white ABS
Réf. 55 04 : Idem 55 06 mais marches revêtement sellerie classée M1
Same as 55 06 but steps in upholstery, M1 class



Gamme 3020

3020

- Marchepied 2 marches
- Dimensions des marches : 39x20cm
- Hauteur de la 1ère marche : 18cm
- Tube acier rectangulaire
- Marches revêtement en ABS noir ou blanc ou sellerie classée M1
- Pied peint époxy
- Step tool 2 steps
- Steps dimensions : 390x200mm
- Height of the first step : 180mm
- Rectangular steel tube structure
- Steps in black or white ABS or upholstery, M1 class
- Epoxy covering



Gamme 88118

88118 02

- Marchepied 2 marches
- Dimensions des marches : 39x20cm
- Hauteur de la 1ère marche : 20cm
- Tube acier rond chromé
- Marches revêtement ABS noir
- Step tool 2 steps
- Steps dimensions : 390x200mm
- Height of the first step : 200mm
- Chromed steel round tube structure
- Steps in black ABS

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 88118 02-INO : Idem 88118 02 mais tubes ronds inox
Same as 88118 02 but stainless steel round tube structure
Réf. 88118 01 : Idem 88118 02 mais 1 marche
Same as 88118 02 but 1 step
Réf. 88118 01-INO : Idem 88118 02-INO mais 1 marche et tube rond inox
Same as 88118 02-INO but 1 step and stainless steel tube structure



Gamme INOX

56 07INOX

- Marchepied 2 marches
- Dimensions des marches :
 - 1ère marche : 43x34cm
 - 2ème marche : 23,5x33cm
- Hauteur de la 1ère marche : 18cm
- Tube inox rond
- Step tool 2 steps
- Steps dimensions :
 - First step : 430x340mm
 - Second step : 235x330mm
- Height of the first step : 180mm
- Round stainless steel structure

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 58 07INOX : Idem 56 07INOX mais 3 marches
Same as 56 07INOX but 3 steps



Gamme 58

58 03

- Marchepied 3 marches
- Dimensions des marches : 39,5x20cm
- Hauteur de la 1ère marche : 23cm
- Hauteur de la 2ème marche : 44cm
- Hauteur de la 3ème marche : 63cm
- Tube acier rond
- Revêtement ABS noir
- Pied peint époxy
- Step tool 3 steps
- Steps dimensions : 395x200mm
- Height of the first step : 230mm
- Height of the second step : 440mm
- Height of the third step : 630mm
- Round steel tube structure
- Steps in black ABS
- Epoxy covering



Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 58 01 : Idem 58 03 mais marches ABS blanc

Same as 5803 but steps in white ABS

Réf. 58 02 : Idem 58 03 mais marches revêtement sellerie classée M1

Same as 58 03 but upholstery, M1 class



Gamme 59

59

- Marchepied phlébologie 2 marches
- Dimensions des marches :
 - 1ère marche : 47x20cm
 - 2ème marche : 47x32cm
- Hauteur de la 1ère marche : 25,5cm
- Hauteur de la 2ème marche : 48,5cm
- Equipé d'une barre d'appui adaptable à gauche ou à droite
- Tube acier rond
- Revêtement caoutchouc noir
- Pied peint époxy, coloris argent
- Phlebology step tool 2 steps
- Steps dimensions :
 - First step: 470x200mm
 - Second step: 470x320mm
- Height of the first step : 255mm
- Height of the second step : 485mm
- Equipped with an adjustable grab bar on the left or right side
- Round steel tube structure
- Black rubber cover
- Epoxy covering, silver colour



Les coloris

Colours

Piètement Peinture EPOXY

Base colour



RAL 9003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 6019 RAL 6033



RAL 6000 RAL 5017 RAL 5002 RAL 5000 RAL 7035



RAL 7016 RAL 9005 RAL 1018 RAL 3020 RAL 3003

Attention brillant
BRILLIANT




ARGENT

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples



Tabourets et sièges

Stools and seats



Tabourets

Stools

158-159

Sièges et tabourets Polyuréthane

Polyurethane seats and stool

164



Tabourets

Stools

**CARINA propose un large choix de tabourets,
nous avons sélectionné pour vous, nos best-sellers**

CARINA offers a wide choice of stools,
we have selected our bestsellers for you

Gamme PRISCA PRISCA/ONE



- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Assise ronde diam. 35cm
- Hauteur réglable de 50 à 70cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Sellerie non-feu classée M2, épaisseur 6cm
- Pied ABS noir 5 branches, empattement diam. 55cm
- Capacité de charge : 130kg
- Adjustable stool with gas column
- Round seat diam. 350mm
- Adjustable height from 50 to 70cm
- Equipped with 5 wheels diam. 50mm
- Fire retardant upholstery M2 class, thickness 60mm
- 5 black ABS branches base diam. 550mm
- Load capacity : 130kg


Vous aimerez aussi-You may also like :
Réf. PRISCA/TWO : Idem PRISCA/ONE mais épaisseur de sellerie 8cm
Same as PRISCA/ONE but upholstery thickness 80mm



Gamme 120 120 01CHR

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Assise ronde diam. 35cm
- Hauteur réglable de 48 à 68cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Sellerie non-feu classée M1, épaisseur 6cm
- Pied chromé 5 branches, empattement diam. 55cm
- Capacité de charge : 130kg
- Adjustable stool with gas column
- Round seat diam. 350mm
- Adjustable height from 48 to 68cm
- Equipped with 5 wheels diam. 50mm
- Fire retardant upholstery M1 class, thickness 60mm
- 5 chromed branches base diam. 550mm
- Load capacity : 130kg

Vous aimerez aussi-You may also like :
Réf. 40 01CHR : Idem 12001CHR mais épaisseur de sellerie 8cm
et couture apparente
Same as 120 01CHR but upholstery thickness 80mm and with visible seam



Gamme 120

120 30

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Assise ronde diam. 35cm
- Hauteur réglable de 47 à 67cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Sellerie non-feu classée M1, épaisseur 6cm
- Pied aluminium 5 branches, empattement diam. 50cm
- Capacité de charge : 180kg
- Adjustable stool with gas column
- Round seat diam. 350mm
- Adjustable height from 47 to 67cm
- Equipped with 5 wheels diam. 50mm
- Fire retardant upholstery M1 class, thickness 60mm
- 5 aluminium branches base diam. 500mm
- Load capacity : 180kg

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. 40 01ALU : Idem 120 30 mais épaisseur de sellerie 8cm
et couture apparente
Same as 120 30 but upholstery thickness 80mm and with visible seam



Gamme 3030

3030

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Assise rectangulaire 40x31cm
- Hauteur réglable de 48 à 68cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Sellerie non-feu classée M1 avec couture apparente,
épaisseur 6cm
- Pied acier 5 branches peint époxy, empattement diam. 55cm
- Capacité de charge : 130kg
- Adjustable stool with gas column
- Rectangular seat 400x310mm
- Adjustable height from 48 to 68cm
- Equipped with 5 wheels diam. 50mm
- Fire retardant upholstery M1 class with visible seam, thickness 60mm
- 5 steel branches base epoxy covering diam. 550mm
- Load capacity : 130kg



Gamme 65 65 06

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Assise selle de cheval
- Hauteur réglable de 50 à 70cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Sellerie non-feu classée M1, épaisseur 6cm
- Pied aluminium 5 branches, empattement diam. 50cm
- Capacité de charge : 180kg
- Adjustable stool with gas column
- Saddle seat 400x310mm
- Adjustable height from 50 to 70cm
- Equipped with 5 wheels diam. 50mm
- Fire retardant upholstery M1 class, thickness 60mm
- 5 aluminium branches base diam. 500mm
- Load capacity : 180kg





Les coloris Colours

Sellerie non-feu
classée M1
Fire retardant
upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique

Upholstery-Classical range



Revêtement : Sellerie Gamme Urban

Upholstery-Urban range



Piètement Peinture EPOXY

Base colour



Attention brillant

ARGENT

Le saviez-vous ?

Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos tabourets et sièges, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your tools and seats,
our screen-printing service remains at your disposal



Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples





Tableau des caractéristiques

Table of characteristics

TABOURETS Stools



(HB) Hauteur basse <small>Low height</small>	Hauteur standard <small>Standard height</small>	(HH) Hauteur haute <small>High height</small>
---	---	--

Base ABS noir diam. 55cm Black ABS base diam. 550mm 	5 roulettes* 5 wheels	PRISCA/ONEHB 12005HBCHR 44cm/58cm	PRISCA/ONE 12005CHR 50cm/70cm	PRISCA/ONEHH 12005HHCHR 60cm/85cm
	5 patins 5 feet	12015HBCHR 40cm/54cm	12015CHR 46cm/66cm	12015HHCHR 56cm/81cm
Base chromée diam. 55cm Chromed base diam. 550mm 	5 roulettes* 5 wheels	12001HBCHR 42cm/56cm	12001CHR 48cm/68cm	12001HHCHR 58cm/83cm
	5 patins 5 feet	12011HBCHR 38cm/52cm	12011CHR 44cm/64cm	12011HHCHR 54cm/79cm
Base aluminium diam. 50cm Aluminium base diam. 500mm 	5 roulettes* 5 wheels	12030HB 41cm/55cm	12030 47cm/67cm	12030HH 57cm/82cm
	5 patins 5 feet	12031HB 37cm/51cm	12031 43cm/63cm	12031HH 53cm/78cm
Base inox diam. 55cm Stainless steel base diam. 550mm 	5 roulettes* 5 wheels	12070HBINO 42cm/56cm	12070INO 48cm/68cm	12070HHINO 58cm/83cm
	5 patins 5 feet	12071HBINO 38cm/52cm	12071INO 44cm/64cm	12071HHINO 54cm/79cm
Base peint époxy diam. 55cm Epoxy covering base diam. 550mm 	5 roulettes* 5 wheels	12002HB 42cm/56cm	12002 48cm/68cm	12002HH 58cm/83cm
	5 patins 5 feet	12012HB 38cm/52cm	12012 44cm/64cm	12012HH 54cm/79cm

* 5 roulettes pivotantes diam. 5cm
5 swivelling wheels diam. 5cm

(HB) Hauteur basse <small>Low height</small>	Hauteur standard <small>Standard height</small>	(HH) Hauteur haute <small>High height</small>
PRISCA/TWOHB 4001HBABS 47cm/61cm	PRISCA/TWO 4001ABS 53cm/73cm	PRISCA/TWOHH 4001HHABS 63cm/85cm
4003HBABS 43cm/57cm	4003ABS 49cm/69cm	4003HHABS 59cm/84cm
4001HBCHR 45cm/59cm	4001CHR 51cm/71cm	4001HHCHR 61cm/86cm
4003HBCHR 41cm/55cm	4003CHR 47cm/67cm	4003HHCHR 57cm/82cm
4001HBALU 44cm/58cm	4001ALU 50cm/70cm	4001HHALU 60cm/87cm
4003HBALU 40cm/54cm	4003ALU 46cm/66cm	4003HHALU 56cm/81cm
8070HBINO 45cm/59cm	8070INO 51cm/71cm	8070HHINO 61cm/86cm
8071HBINO 41cm/55cm	8071INO 47cm/67cm	8071HHINO 57cm/82cm
4002HB 45cm/59cm	4002 51cm/71cm	4002HH 61cm/86cm
4004HB 41cm/55cm	4004 47cm/67cm	4004HH 57cm/82cm
3030HBABS 44cm/58cm	3030ABS 50cm/70cm	3030HHABS 60cm/85cm
3031HBABS 40cm/54cm	3031ABS 46cm/66cm	3031HHABS 56cm/81cm
3032HB 42cm/56cm	3032 48cm/68cm	3032HH 58cm/83cm
3033HB 38cm/52cm	3033 44cm/64cm	3033HH 54cm/79cm
3040HB 41cm/55cm	3040 47cm/67cm	3040HH 57cm/82cm
3041HB 37cm/51cm	3041 43cm/63cm	3041HH 53cm/78cm
3042HB 45cm/59cm	3042 51cm/71cm	3042HH 61cm/86cm
3043HB 40cm/54cm	3043 46cm/66cm	3043HH 56cm/81cm
3044HB 41cm/55cm	3044 47cm/67cm	3044HH 57cm/82cm
3045HB 44cm/58cm	3045 51cm/71cm	3045HH 61cm/86cm
3046HB 40cm/54cm	3046 46cm/66cm	3046HH 56cm/81cm
3047HB 41cm/55cm	3047 47cm/67cm	3047HH 57cm/82cm
3048HB 44cm/58cm	3048 51cm/71cm	3048HH 61cm/86cm
3049HB 40cm/54cm	3049 46cm/66cm	3049HH 56cm/81cm
3050HB 41cm/55cm	3050 47cm/67cm	3050HH 57cm/82cm
3051HB 44cm/58cm	3051 51cm/71cm	3051HH 61cm/86cm
3052HB 40cm/54cm	3052 46cm/66cm	3052HH 56cm/81cm
3053HB 41cm/55cm	3053 47cm/67cm	3053HH 57cm/82cm
3054HB 44cm/58cm	3054 51cm/71cm	3054HH 61cm/86cm
3055HB 40cm/54cm	3055 46cm/66cm	3055HH 56cm/81cm
3056HB 41cm/55cm	3056 47cm/67cm	3056HH 57cm/82cm
3057HB 44cm/58cm	3057 51cm/71cm	3057HH 61cm/86cm
3058HB 40cm/54cm	3058 46cm/66cm	3058HH 56cm/81cm
3059HB 41cm/55cm	3059 47cm/67cm	3059HH 57cm/82cm
3060HB 44cm/58cm	3060 51cm/71cm	3060HH 61cm/86cm
3061HB 40cm/54cm	3061 46cm/66cm	3061HH 56cm/81cm
3062HB 41cm/55cm	3062 47cm/67cm	3062HH 57cm/82cm
3063HB 44cm/58cm	3063 51cm/71cm	3063HH 61cm/86cm
3064HB 40cm/54cm	3064 46cm/66cm	3064HH 56cm/81cm
3065HB 41cm/55cm	3065 47cm/67cm	3065HH 57cm/82cm
3066HB 44cm/58cm	3066 51cm/71cm	3066HH 61cm/86cm
3067HB 40cm/54cm	3067 46cm/66cm	3067HH 56cm/81cm
3068HB 41cm/55cm	3068 47cm/67cm	3068HH 57cm/82cm
3069HB 44cm/58cm	3069 51cm/71cm	3069HH 61cm/86cm
3070HB 40cm/54cm	3070 46cm/66cm	3070HH 56cm/81cm
3071HB 41cm/55cm	3071 47cm/67cm	3071HH 57cm/82cm
3072HB 44cm/58cm	3072 51cm/71cm	3072HH 61cm/86cm
3073HB 40cm/54cm	3073 46cm/66cm	3073HH 56cm/81cm
3074HB 41cm/55cm	3074 47cm/67cm	3074HH 57cm/82cm
3075HB 44cm/58cm	3075 51cm/71cm	3075HH 61cm/86cm
3076HB 40cm/54cm	3076 46cm/66cm	3076HH 56cm/81cm
3077HB 41cm/55cm	3077 47cm/67cm	3077HH 57cm/82cm
3078HB 44cm/58cm	3078 51cm/71cm	3078HH 61cm/86cm
3079HB 40cm/54cm	3079 46cm/66cm	3079HH 56cm/81cm
3080HB 41cm/55cm	3080 47cm/67cm	3080HH 57cm/82cm
3081HB 44cm/58cm	3081 51cm/71cm	3081HH 61cm/86cm
3082HB 40cm/54cm	3082 46cm/66cm	3082HH 56cm/81cm
3083HB 41cm/55cm	3083 47cm/67cm	3083HH 57cm/82cm
3084HB 44cm/58cm	3084 51cm/71cm	3084HH 61cm/86cm
3085HB 40cm/54cm	3085 46cm/66cm	3085HH 56cm/81cm
3086HB 41cm/55cm	3086 47cm/67cm	3086HH 57cm/82cm
3087HB 44cm/58cm	3087 51cm/71cm	3087HH 61cm/86cm
3088HB 40cm/54cm	3088 46cm/66cm	3088HH 56cm/81cm
3089HB 41cm/55cm	3089 47cm/67cm	3089HH 57cm/82cm
3090HB 44cm/58cm	3090 51cm/71cm	3090HH 61cm/86cm
3091HB 40cm/54cm	3091 46cm/66cm	3091HH 56cm/81cm
3092HB 41cm/55cm	3092 47cm/67cm	3092HH 57cm/82cm
3093HB 44cm/58cm	3093 51cm/71cm	3093HH 61cm/86cm
3094HB 40cm/54cm	3094 46cm/66cm	3094HH 56cm/81cm
3095HB 41cm/55cm	3095 47cm/67cm	3095HH 57cm/82cm
3096HB 44cm/58cm	3096 51cm/71cm	3096HH 61cm/86cm
3097HB 40cm/54cm	309	



■ Tabourets et sièges Polyuréthane

Polyurethane seats and stools

Gamme 74

74 01

- Siège réglable par colonne à gaz noire
- Hauteur réglable de 47,5cm à 67,5cm
- Avec dossier et assise ergonomiques polyuréthane
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied ABS noir 5 branches, empattement diam. 55cm
- Capacité de charge : 100kg
- Adjustable seat with black gas column
- Adjustable height from 47,5cm to 67,5cm
- With ergonomic polyurethane backrest and seat
- Equipped with 5 wheels diam. 50mm
- 5 black ABS branches base, diam. 550mm
- Load capacity : 100kg



Gamme 63

63 01

- Siège réglable par colonne à gaz
- Hauteur réglable de 47,5cm à 67,5cm
- Avec dossier et assise ergonomiques polyuréthane
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied ABS noir 5 branches, empattement diam. 55cm
- Capacité de charge : 100kg
- Adjustable seat with gas column
- Adjustable height from 47,5cm to 67,5cm
- With ergonomic polyurethane backrest and seat
- Equipped with 5 wheels diam. 50mm
- 5 black ABS branches base, diam. 550mm
- Load capacity : 100kg



Les accessoires

Accessories

Pour l'ensemble des gammes tabourets et sièges

For all stools and seats ranges

ACC 17

Inclinaison de l'assise avant/arrière pour gamme 65
Seat rest inclination forward/backward for 65 range



ACC 10

Dossier pour gamme PRISCA, 120, 30 et 40
Backrest for PRISCA, 120, 30 and 40 range

ACC 11

Dossier polyuréthane noir pour gamme 60
Black polyurethane backrest for 60 range



ACC 13

Dossier polyuréthane noir pour gamme 65
Black polyurethane backrest for 65 range

ACC 13B

Dossier sanglar pour gamme 65
Upholstered backrest for 65 range



ACC 12

Contact permanent pour dossier sauf pour 6001, 6011 et gamme 65
Permanent contact for backrest except for 6001, 6011 and 65 range

ACC 14

Commande au pied
Foot controller



ACC 15

Repose pieds
Foot rest

ACC 16

Pied sur socle chromé diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)
Base on round chromed base diam. 380mm
(Removes 1cm at height)



HH/HB

Hauteur haute ou hauteur basse
High height or low height

ACCROULLETTE-02

5 roulettes simple galet diam. 50mm
5 wheels with single castor diam. 50mm



ACCROULLETTE-03

5 roulettes double galet sol dur diam. 50mm
5 wheels double castor hard surface diam. 50mm

ACCROULLETTE-04

5 roulettes antistatiques diam. 50mm
5 antistatic wheels diam. 50mm



ACCROULLETTE-05

5 roulettes auto-freinées en charge ou hors-chARGE
5 self brake wheels with weight on or without



Tableau des caractéristiques

Table of characteristics

SIÈGES ET TABOURETS POLYURÉTHANE

Polyurethane seats and stools

	(HB) Hauteur basse Low height	Hauteur standard Standard height	(HH) Hauteur haute High height	(HB) Hauteur basse Low height	Hauteur standard Standard height	(HH) Hauteur haute High height
Base ABS noir diam. 55cm Black ABS base diam. 550mm	5 roulettes* 5 wheels	6001HB 45cm/59cm	6001 51cm/71cm	6001HH 61cm/86cm	6501HB 45cm/59cm	6501 51cm/71cm
	5 patins 5 feet	6011HB 41cm/55cm	6011 47cm/67cm	6011HH 57cm/82cm	6511HB 41cm/55cm	6511 47cm/67cm
Base chromée diam. 55cm Chromed base diam. 550mm	5 roulettes* 5 wheels	6001HBCHR 43cm/57cm	6001CHR 49cm/69cm	6001HHCHR 59cm/84cm	6501HBCHR 43cm/57cm	6501CHR 49cm/69cm
	5 patins 5 feet	6011HBCHR 39cm/53cm	6011CHR 45cm/65cm	6011HHCHR 55cm/80cm	6511HBCHR 39cm/53cm	6511CHR 45cm/65cm
Base aluminium diam. 50cm Aluminium base diam. 500mm	5 roulettes* 5 wheels	6001HALU 42cm/56cm	6001ALU 48cm/68cm	6001HHALU 58cm/83cm	6501HALU 43cm/57cm	6501HALU 59cm/84cm
	5 patins 5 feet	6011HALU 38cm/52cm	6011ALU 44cm/64cm	6011HHALU 54cm/79cm	6511HALU 55cm/53cm	6511ALU 45cm/65cm
Base inox diam. 55cm Stainless steel base diam. 550mm	5 roulettes* 5 wheels	6001HBINO 43cm/57cm	6001INO 49cm/69cm	6001HHINO 59cm/84cm	6501HBINO 43cm/57cm	6501INO 49cm/69cm
	5 patins 5 feet	6011HBINO 39cm/53cm	6011INO 45cm/65cm	6011HHINO 55cm/80cm	6511HBINO 39cm/53cm	6511INO 45cm/65cm

* 5 roulettes pivotantes diam. 5cm
5 swivelling wheels diam. 5cm

	(HB) Hauteur basse Low height	Hauteur standard Standard height	(HH) Hauteur haute High height	(HB) Hauteur basse Low height	Hauteur standard Standard height	(HH) Hauteur haute High height	(HB) Hauteur basse Low height	Hauteur standard Standard height	(HH) Hauteur haute High height	(HB) Hauteur basse Low height	Hauteur standard Standard height	(HH) Hauteur haute High height
6401HB 41,5cm/55,5cm	6401 47,5cm/67,5cm	6401HH 57,5cm/82,5cm	7401HB 41,5cm/55,5cm	7401 47,5cm/67,5cm	7401HH 57,5cm/82,5cm	7301HB 44,5cm/58cm	7301 50,5cm/70cm	7301HH 60,5cm/85cm	7501HB 41,5cm/55,5cm	7501 47,5cm/67,5cm	7501HH 57,5cm/82,5cm	
6411HB 41,1cm/53,9cm	6411 47,1cm/67,1cm	6411HH 57,1cm/82,1cm	7411HB 41,1cm/53,9cm	7411 47,1cm/67,1cm	7411HH 57,1cm/82,1cm	7311HB 44,1cm/57,6cm	7311 50,1cm/69,6cm	7311HH 60,1cm/84,5cm	7511HB 41,1cm/53,9cm	7511 47,1cm/67,1cm	7511HH 57,1cm/82,1cm	
6401HBCHR 41,1cm/53,9cm	6401CHR 47,3cm/67,3cm	6401HHCHR 57,3cm/82,3cm	7401HBCHR 41,1cm/53,9cm	7401CHR 47,3cm/67,3cm	7401HHCHR 57,3cm/82,3cm	7301HBCHR 44,3cm/57,8cm	7301CHR 50,3cm/69,8cm	7301HHCHR 60,3cm/84,8cm	7501HBCHR 41,1cm/53,9cm	7501CHR 47,3cm/67,3cm	7501HHCHR 57,3cm/82,3cm	
6411HBCHR 40,9cm/54,9cm	6411CHR 46,9cm/66,9cm	6411HHCHR 56,9cm/81,9cm	7411HBCHR 40,9cm/54,9cm	7411CHR 46,9cm/66,9cm	7411HHCHR 56,9cm/81,9cm	7311HBCHR 43,9cm/57,4cm	7311CHR 49,9cm/69,4cm	7311HHCHR 59,9cm/84,4cm	7511HBCHR 40,9cm/54,9cm	7511CHR 46,9cm/66,9cm	7511HHCHR 56,9cm/81,9cm	
6401HALU 41,2cm/55,2cm	6401ALU 47,2cm/67,2cm	6401HHALU 57,2cm/82,2cm	7401HALU 41,2cm/55,2cm	7401ALU 47,2cm/67,2cm	7401HHALU 57,2cm/82,2cm	7301HALU 44,2cm/56,5cm	7301ALU 50,2cm/69,7cm	7301HHALU 60,2cm/84,7cm	7501HALU 41,2cm/55,2cm	7501ALU 47,2cm/67,2cm	7501HHALU 57,2cm/82,2cm	
6411HALU 40,8cm/54,8cm	6411ALU 46,8cm/66,8cm	6411HHALU 56,8cm/81,8cm	7411HALU 40,8cm/54,8cm	7411ALU 46,8cm/66,8cm	7411HHALU 56,8cm/81,8cm	7311HALU 43,8cm/57,3cm	7311ALU 49,8cm/69,3cm	7311HHALU 59,8cm/84,3cm	7511HALU 40,8cm/54,8cm	7511ALU 46,8cm/66,8cm	7511HHALU 56,8cm/81,8cm	
6401HBINO 41,3cm/55,3cm	6401INO 47,3cm/67,3cm	6401HHINO 57,3cm/82,3cm	7401HBINO 41,3cm/55,3cm	7401INO 47,3cm/67,3cm	7401HHINO 57,3cm/82,3cm	7301HBINO 44,3cm/57,8cm	7301INO 50,3cm/69,8cm	7301HHINO 60,3cm/84,8cm	7501HBINO 41,3cm/55,3cm	7501INO 47,3cm/67,3cm	7501HHINO 57,3cm/82,3cm	
6411HBINO 40,9cm/54,9cm	6411INO 46,9cm/66,9cm	6411HHINO 56,9cm/81,9cm	7411HBINO 40,9cm/54,9cm	7411INO 46,9cm/66,9cm	7411HHINO 56,9cm/81,9cm	7311HBINO 43,9cm/57,4cm	7311INO 49,9cm/69,4cm	7311HHINO 59,9cm/84,4cm	7511INO 40,9cm/54,9cm	7511INO 46,9cm/66,9cm	7511HHINO 56,9cm/81,9cm	



Salle d'attente

Waiting room



Salle d'attente

Waiting room




Gamme BELLECOUR BELLECOUR-01

- Fauteuil d'accueil mousse
- Largeur 45cm, hauteur assise 40cm
- Sellerie non-feu classée M1

- Armchair with foam
- Width 450mm, seat height 400mm
- Fire retardant M1 class upholstery

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. BELLECOUR-02 : Idem BELLECOUR-01 mais sur pieds, hauteur assise 50cm
Same as BELLECOUR-01 but on feet, seat height 500mm



Gamme MERMOZ MERMOZ-01

- Pouf d'accueil mousse
- Largeur 40cm, hauteur assise 40cm
- Sellerie non-feu classée M1

- Foam seat
- Width 400mm, seat height 400mm
- Fire retardant M1 class upholstery

Salle d'attente

Waiting room



Possibilité de créer votre banquette selon vos besoins
Demandez un devis
Possibility to create your own bench
Contact us for an offer

Gamme CONFLUENCE CONFLUENCE-01

- Banquette renforcée
- Longueur 50cm, hauteur assise 50cm
- Profondeur 42cm (contre le dossier), profondeur totale 54cm
- Sellerie non-feu classée M1
- Capacité de charge : 150kg

- Waiting room bench
- Height 500mm, seat height 500mm
- Depth 420mm (against the back), total depth 540mm
- Fire retardant M1 class upholstery
- Load capacity : 150 kg

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. CONFLUENCE-02 : Idem CONFLUENCE-01 mais longueur 100cm
Same as CONFLUENCE-01 but length 1000mm
Réf. CONFLUENCE-03 : Idem CONFLUENCE-01 mais longueur 150cm
Same as CONFLUENCE-01 but length 1500mm
Réf. CONFLUENCE-04 : Idem CONFLUENCE-01 mais longueur 200cm
Same as CONFLUENCE-01 but length 2000mm
Réf. CONFLUENCE-MAX : Idem CONFLUENCE-01 mais hauteur assise 55cm, longueur 70cm et poids supportable 200kg
Same as CONFLUENCE-01 but seat height 550mm, length 700mm and load capacity 200kg



Avec plateau en résine ultra-résistant
With ultra-resistant resin tray

Gamme VAISE VAISE-01

- Table
- Largeur 50cm, hauteur 50cm
- Pied 5 branches aluminium avec embouts caoutchouc

- Table
- Width 500mm, height 500mm
- 5 branches aluminium base with rubber rips

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. VAISE-02 : Table 40x40cm avec galeries
Tables 400x400mm with side guards

Gamme MOSCOU
MOSCOU-4P

- Chaises poutres avec 4 assises en polypropylène
- Différentes combinaisons possibles :
 - 2 assises : largeur 57,1cm, longueur 102cm
 - 3 assises : largeur 57,1cm, longueur 153cm
 - 4 assises : largeur 57,1cm, longueur 204cm
 - 5 assises : largeur 57,1cm, longueur 255cm
- Combinaisons disponibles avec table auxiliaire
- Coloris : noir, blanc, bleu, rouge, gris
- Pied chromé
- Polypropylene beam seating
- Numerous configurations available :
 - 2 seats : width 571mm, length 1020mm
 - 3 seats : width 571mm, length 1530mm
 - 4 seats : width 571mm, length 2040mm
 - 5 seats : width 571mm, length 2550mm
- Combinations available with auxiliary table
- Colours : black, white, blue, red, grey
- Chromed base

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. MOSCOU-3P : Idem MOSCOU-4P mais 3 assises
Same as MOSCOU-4P but 3 seats

Réf. MOSCOU-3P+TAB-D : Idem MOSCOU-4P 3 assises et une tablette à droite
3 seats and auxiliary table on the right

Réf. MOSCOU-3P+TAB-G : Idem MOSCOU-4P 3 assises et une tablette à gauche
3 seats and auxiliary table on the left



Gamme OSLO

OSLO-POLYBOIS

- Siège avec assise et dossier en polypropylène
- Largeur 68cm, hauteur 81cm, profondeur 60cm
- Coloris : noir, blanc, bleu, gris
- Pied bois hêtre naturel
- Chair with seat and backrest in polypropylene
- Width 680mm, height 810mm, depth 600mm
- Colours : black, white, blue, grey
- Natural beech wood base

Vous aimerez aussi-You may also like :

Réf. OSLO-POLYMET : Idem OSLO-POLYBOIS mais pieds métalliques
Same as OSLO-POLYBOIS but on metal feet

Siège disponible avec structure métallique
Chair available with metal structure

Les coloris

Colours

Sellerie non-feu classée M1
 Fire retardant upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique

Upholstery-Classic range



Revêtement : Sellerie Gamme Urban

Upholstery-Urban range



Guide d'entretien des produits

Product maintenance guide

Qualité

Quality

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanius pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

DAILY MAINTENANCE

- Upholstery : Soapy water cleaning only (solvents not allowed), can be disinfected with products such as Phagosept Spray, Salvanius pH10 at 0.75% and Anios High Surfaces, without abrasive material
- Base : Soapy water cleaning only (solvents not allowed), without abrasive material

GARANTIE

- Châssis : 1, 2, 3 ou 5 ans selon la référence, nous consulter
- Sellerie : 1 an

WARRANTY

- Frame : 1, 2, 3 or 5 years depending on the reference, consult us
- Upholstery : 1 year



Conditions générales de ventes

Toute commande doit faire l'objet d'un BON DE COMMANDE DATÉ et SIGNÉ.

Les commandes doivent être rédigées clairement et indiquer :

- référence exacte des produits
- quantité, coloris, dimensions
- délai de livraison souhaité

ATTENTION

Aucun retour ou refus de livraison ne sera accepté sans notre accord, si les réserves d'usage n'ont pas été faites au transporteur qui a effectué la livraison comme précisé sur le colis.

1^o) CONTRÔLE DES COLIS DÈS LEUR LIVRAISON

2^o) RÉSERVES ÉCRITES SUR LE BON DE TRANSPORT (la mention "sous réserves de déballage" ne suffit plus, il faut indiquer les parties du produit abîmées)

TOUTE RÉCLAMATION QUI NE SERA PAS FAITE DANS LES 48 HEURES SUIVANT LA RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE NE SERA PAS ADMISE

NOS MARCHANDISES VOYAGENT AUX RISQUES ET PÉRIL DU DESTINATAIRE.

NOUS N'ACCEPTONS AUCUN RETOUR SANS NOTRE AVIS FAVORABLE.

Toutes les commandes annulées ou retournées par les clients et ne résultant pas de notre fait seront soumis à une décote de 20%.

TRACABILITÉ DES PRODUITS

Toute vente génère l'obligation de traçabilité (N° de lot, N° de série).

Ces informations doivent être disponibles sur demande.

Toute réclamation liée à la sécurité du produit doit nous être communiquée ainsi que les N° de lot et/ou de série incriminés.

FRAIS DE PORT

Ils sont calculés suivant le montant de l'expédition remise déduite.

De 0€ à 765€ H.T. : Forfait de 45€ H.T.

Au-dessus de 765 € : FRANCO DE PORT

Ces conditions sont valables uniquement sur le territoire français métropolitain hors Corse, pour les expéditions vers la Corse et hors territoire français métropolitain, nous consulter.

CONDITIONS DE TARIFICATION

Notre tarif est chiffré H.T.

La grille des remises s'appliquera en fonction des commandes passées, facturées et payées.

Nous sommes amenés à appliquer cette mesure pour être conforme à la législation en vigueur et à la demande des services de la concurrence et des fraudes qui exclut toute inégalité tarifaire pour les clients de même nature, taille et services. Les clients qui évolueront durant l'année dans les tranches de chiffres d'affaires supérieures seront systématiquement réajustés à la fin de chaque mois.

Nous sommes convaincus que l'application de la réglementation pose un certain nombre de contraintes administratives réciproques, mais permet néanmoins à l'ensemble de la clientèle de posséder des conditions plus compétitives.

GRILLE DE REMISE

0.....4 580 € : 25 %

4581.....22 870 € : 30 %

22 871.....76 225 € : 35 %

76 226 € et plus : 38 %

PAIEMENTS

Les premières commandes sont réglées comptant à la commande.

Passé un délai d'un an sans commande, les conditions seront règlement comptant (virement proforma).

Nos conditions de règlement ne sont accordées que sur avis favorable du service commercial et financier.

Escompte de 1% sur le montant H.T. de la marchandise pour un paiement comptant sous 8 jours à date de facture.

Pour toutes factures inférieures à 155€ H.T frais de facturation de 15€. Payables nettes sans escompte, sous 8 jours ou contre remboursement avec frais à votre charge.

NOUS CONSERVONS LA PROPRIÉTÉ DE TOUTES MARCHANDISES NON PAYÉES EN TOTALITÉ (conformément aux termes de la loi n° 80.335 du 12 mai 1980). Il est expressément entendu qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à la date convenue, la totalité du solde restant dû, tant échu qu'à échoir, sera immédiatement exigible. Dans ce cas, le destinataire sera tenu de payer outre les frais répétables et les intérêts de droit, à titre de clause pénale prévue par l'article 1229 du Code Civil, une indemnité fixée forfaitairement à 15% des sommes restantes dues, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture.

En cas de contestation l'attribution de juridiction est faite devant le Tribunal de Commerce de Bourg-en Bresse seul compétent. Nous nous réservons le droit de réviser nos prix en cas de modifications sensibles des données économiques, notamment des coûts de main d'œuvre, de matière, de transport ou des variations des devises sur le marché monétaire. Toutes modifications, soit de taux, soit de la nature des taxes fiscales auxquelles sont assujetties nos ventes, sont répercutées, dès leur date d'application, sur les prix déjà remis par nous à nos clients ainsi que sur les commandes en cours. Ces modifications ne peuvent en aucun cas être motif de résiliation de commande.

RECYCLAGE ET FIN DE VIE

DEA : Déchets d'Eléments d'Ameublement

L'article L.541-10-6 du code de l'Environnement prévoit la mise en place d'une filière pour la gestion des déchets d'ameublement. Nous appliquons donc une éco-contribution sur chacune de nos factures, dont le montant est variable selon les produits. Tous nos produits hors électriques sont concernés. Numéro d'enregistrement en application de l'article L. 541-10 du code de l'Environnement : FR020822.

DEEE : Déchets d'Equipement Electriques et Electronique

Les articles R.543-172 et suivants du code de l'environnement imposent aux producteurs d'équipements électriques et électroniques d'organiser et de financer la collecte des déchets issus des équipements qu'ils ont mis sur le marché. En tant que producteur, nous appliquerons donc une éco-participation, dont le montant est variable selon les produits. Sont concernés dans notre gamme les lampes et les divans à hauteur variable électrique.

PRESTATION DE SERVICE

Nous pouvons vous proposer la mise en place de votre produit avec des packs de livraison qui comprennent :

- La livraison en RDC ou à l'étage
- Le déballage
- La mise en place de votre produit (montage des accessoires + branchements) - La reprise des emballages
- La reprise éventuelle de votre ancien matériel

Tarif sur demande.

GARANTIES

Garantie CHÂSSIS : 1, 2, 3 ou 5 ans en fonction des produits (Cf. tarifs)

Garantie SELLERIE : 1 an

General terms and conditions

All order forms must be SIGNED AND DATED and placed by fax, email or post.

- All orders must indicate :
- the exact item number
 - quantity, colour and dimensions
 - required delivery date

PLEASE NOTE

No return of any type will be accepted without our agreement. No refused parcels will be accepted if, as specified on the parcel, the reserves have not been made to the transporter at the time of the delivery.

1^o) CHECK THE PARCELS ON DELIVERY

2^o) RESERVES TO BE WRITTEN ON THE DELIVERY NOTE (the mention "under reserve once opened" is not acceptable, the damaged areas must be indicated)

3^o) REGISTERED LETTER WITH CONFIRMATION OF RECEIPT MUST BE SENT TO THE TRANSPORTER WITHIN 48 HOURS OF RECEPTION

PRICING TERMES

EX WORKS Prices

Transport Fees:

Are based on the amount of the order after discount and have to be agreed between the 2 parties

WE RESERVE THE RIGHT TO ANY GOODS UNPAID IN TOTAL. (in accordance with the French Law n° 80.335 from May 12th 1980). In the case of disagreement the jurisdiction will automatically be attributed to the only competent Trade Court of Bourg-en-Bresse, France.

We reserve the right to revise our prices in the event of significant changes in the economical situation, in particular labor costs, raw materials, transport or currency variation on the monetary market.


Any changes, related to either rate or tax variations, to which our sales are subject, will be applied as of their date of application, to the prices already in our customers possession as well as to outstanding orders.

These changes are in no way a reason for cancellation.

WARRANTY

Base and electronic parts : 1, 2, 3 or 5 years depending on the product

Upholstery : 1 year



Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

© Crédits photo : Laury FANNI / Guillaume PIIRON / MAGIC WORLD

V1-12/2022

NOUS CONTACTER

Tél : +33(0)4 74 66 69 49

Fax : +33(0)4 74 66 69 50

commercial@carinamedical.com



www.carinamedical.com